

清洗 · 消毒 · 烘干

# 实验室清洗消毒机

Laboratory Glassware Washer





## 洁净典范，怡然自达

作为专业实验室清洗设备，Yeadar 实验室清洗消毒机具有顶级的清洁水平及耐用性，以卓越的技术，引领着实验室器皿清洗消毒的新趋势。

实验室清洗消毒机可提供强大的清洗能力，专业的清洗程序，超净的清洗效果，大大的减轻了繁重的人工劳动，消除了人工清洗的不确定性；它提供了清洗过程的标准化的功能，能够提供查询追溯等功能，也便于进行重复实验和一致性检验。

Yeadar 实验室清洗消毒机提供有很多种个装置和插件，它们非常适合用于对实验室的玻璃器皿清洗和消毒，被广泛应用于工业实验室、环保实验室和科研实验室，同时还可用于微生物和生物工艺领域的分析和实验等场合。



## 高水平的流体动力学设计



### ■ 清洁系统

400L/min大流量喷淋系统以及优化排布的顶部和底部的喷淋臂，能在清洗时保持90%的循环水量，以更少的水，达到更完美的清洗效果。


### ■ 全新的清洗仓设计

316L不锈钢清洗舱具有超强的抗腐蚀能力；全新的圆弧底设计、科学的排水设计，保证了舱室的清洁、获得更高标准的清洗效果。

### ■ 进水位流量计

进水管的流量计可以地控制和测量水位，以至在某些步骤中可以使用更少的水，准确的进水量控制也能确保水和清洁剂之间精准的配比。水位开关则更可保证机器里面有合适的水位。

## 可靠的多重安全保证



### ■ 电子门锁

电子门锁可防止机门在工作过程中被打开，提供了更好的控制和安全性能。防止使用者被热水烫伤或接触到污水，并消除了在清洗过程中的干扰以保证清洗过程能正常完成。当机器恢复时，清洗工作将自动继续。

### ■ 防水系统

防水系统通过监控水管和滴水盘以防渗漏，有助于确保实验室的安全。如果检测到渗漏，当前程式（如果正在运行某程式时）将被取消，排水泵会被启动，并关闭进水阀。

### ■ 蒸汽冷凝器

蒸汽冷凝器用以避免在实验室中排放蒸汽泄露有潜在危险的蒸汽。本设备不需要与所在房屋的通风系统连接。

# 全彩触摸屏，简单易用，操作方便



■ 德国西门子PLC控制器，欧姆龙全彩触摸屏，双温度控制反馈系统，电器系统具有超强环境适应能力，保证设备长期平稳运行。


■ 全过程记录：可以检测并记录整个周期内运行数据，可以通过两种方式直接输出数据：打印或U盘导出。设备有储存装置，实时储存清洗消毒过程中的时间、温度等参数。

■ 可设置管路自洁程序，可定期对管路系统清洗舱进行清洁。

■ 标配4个清洗剂分配泵，清洗剂、中和剂、消毒剂、润滑剂，用户可根据需要设置配比的浓度和温度。

■ 总的加热功率为9000瓦，随时可以使水温迅速达到程序要求的温度，极大地节约了清洗时间。

升温曲线图





## 全面的解决方案，丰富的配件资源

**Yeader** 实验室清洗消毒机有多种清洗架等配件供选择，以满足用户的多种清洗需要，最大程度的发挥清洗机的效能。



# 嘉信乐业，怡然自达！

## 公司简介

北京嘉信怡达科技有限公司，是实验室专用清洗设备的生产商。我们服务于化学检测、生命科学、医药科技、商业实验室等众多领域，我们期待为实验室用户提供专业的产品和完善的服务。我们以专业的技术服务和不断的技术积累打造精致的实验室清洗设备及系统的解决方案，希望与用户一起通过共同努力推动实验室检测技术和实验室自动化技术的发展。

## 售后服务

每位 **Yeadar** 工程师及培训员都是经过严格培训，具有丰富的维修经验及产品知识，时刻为您提供最优质的售后服务。

购买产品的同时，您也将享有 **Yeadar** 最专业的售后服务。我们始终致力于为顾客提供及时的产品安装，热诚的使用培训，专业的技术维修，使顾客享受到最高标准服务。

## 北京嘉信怡达科技有限公司

Beijing Yeadar Technology Co.,Ltd.

电话：010-89451528

传真：010-89452906

地址：北京市顺义区林河经济开发区林河大街28号



[www.yeadar.com](http://www.yeadar.com)

