

# 玻璃瓶

## 旋盖

订货号	规格 / 描述	盖尺寸 (mm)	包装数量
240726	带楔形内置密封环的白色聚丙烯盖	45mm	12
240726-03	带楔形内置密封环的红色聚丙烯盖	45mm	12
240726-04	带楔形内置密封环的蓝色聚丙烯盖	45mm	12
W240726-05	带楔形内置密封环的粉色聚丙烯盖	45mm	12

## 安全涂层培养基 / 实验瓶

塑料溶胶镀膜更安全  
USP I 型无色透明硼硅玻璃  
有刻度和标签书写处  
33-430 旋盖单独购买  
可高压蒸汽灭菌



订货号	容积 (mL)	直径 × 高度 (mm)	盖尺寸	包装数量
219455	125mL	55 × 119	33-430	48
219457	250mL	67 × 148	33-430	48

## 黑色酚醛树脂旋盖

订货号	盖尺寸	盖垫	包装数量
240280	33-430	14B 白色橡胶盖垫	200
240080	33-430	LDPE 低密度乙烯	200
240480	33-430	PTFE 涂层 (14B) 丁苯橡胶盖垫	100

## I-Loc 密封件

适用于螺纹口诊断瓶  
聚丙烯旋盖, 带灰丁基 /50 橡胶盖垫  
可高压蒸汽灭菌



订货号	颜色	盖尺寸	包装数量
240676-01	黑色	盒	100
240676-02	白色	盒	100
240676-03	红色	盒	100
240676-04	蓝色	盒	100
240676-05	黄色	盒	100

## 塞子

适用于螺纹口诊断试剂瓶旋盖  
可高压蒸汽灭菌



订货号	规格 / 描述	单位	包装数量
224100-203	20mm, 灰色氯丁胶 /55, 三叉冻干塞	盒	300
W224100-185	20mm, 灰色氯丁胶 /50, 薄法兰	盒	1000

## PVC 滴头 (血清瓶用)

与 20mm 外径口的血清瓶一起使用  
滴头由 PVC 制造并带有 PE 盖  
使用蒸馏水滴液时每滴 40μL  
是将玻璃血清瓶变成滴瓶非常经济性的一种方法



订货号	规格 / 描述	直径 × 高度 (mm)	包装数量
224080	带 PVC 滴液头	23 × 44	100

## 安全涂层溶液瓶

塑料溶胶镀膜更安全  
低析出硼硅玻璃制造  
储存血清需要使用橡胶塞



订货号	容积 (加仑)	直径 × 高度 (mm)	盖尺寸	包装数量
221029	5	294 × 502	12	1

## 螺纹口诊断瓶


可用作血清瓶或者小瓶使用  
适用于冻干法, 优秀的抗化学腐蚀性  
使用符合 USP I 型标准的 Wheaton400 硼硅玻璃  
可高压蒸汽灭菌



订货号	颜色	容积 (mL)	直径 × 高度 (mm)	盖尺寸	包装数量
219370	棕色	5	21 × 48	20-400	480
219361	无色透明	10	25 × 61	20-400	480
219371	棕色	10	25 × 61	20-400	480
219362	无色透明	20	32 × 66	20-400	480
219372	棕色	20	32 × 66	20-400	480

## 螺纹口诊断瓶旋盖

5 种颜色的聚丙烯旋盖  
与 224100-203 或 W224100-185 一起使用  
可高压蒸汽灭菌



订货号	盖尺寸	盖类型	颜色	高压蒸汽灭菌	包装数量
240706-01	20-400	封闭盖	黑色	是	300
240706-02	20-400	封闭盖	白色	是	300
240706-04	20-400	封闭盖	蓝色	是	300
240706-05	20-400	封闭盖	黄色	是	300
240716-01	20-400	顶开口盖	黑色	是	300
240716-02	20-400	顶开口盖	白色	是	300
240716-03	20-400	顶开口盖	红色	是	300
240716-04	20-400	顶开口盖	蓝色	是	300
240716-05	20-400	顶开口盖	黄色	是	300

## 刻度血清瓶

刻度显示近似的毫升数  
使用标准的塞子和封口  
由 Wheaton400 硼硅玻璃制造, 符合 USP I 类要求



订货号	容积 (mL)	瓶口 ID × OD (mm)	直径 × 高度 (mm)	包装数量
223950	250	15 × 30	60 × 158	35
223952	500	15 × 30	75 × 190	24