


JH50 全自动视频熔点仪

比传统熔点仪至少提高50%工作效率



提高效率创新点:

- 1: 高清视频代替传统显微镜 目视;
- 2: 一次处理 4 个样品;
- 3: 兼容测量粉末状和块状 (可选配熔体);
- 4: 配备高清摄像镜头模块。

JH50 全自动熔点仪完美结合高精度控温技术和高清视频摄像技术, 不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果, 还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品溶化的全过程, 方便用户准确测得样品熔点和熔距。

使用领域:

熔点仪在化学工业、医药研究中据有重要地位, 是生产食品、药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。

主要技术指标:

温度范围: 室温-400°

存储空间: 16G(高配极速)

数据保存: 400

图谱保存: 无

用户管理: 8 个

视频功能: 拍照 摄像

视频回放: 有

温度最小显示值: 0.1°C

升温速率: 0.1°C--20°C (200 档 无极可调)

毛细管尺寸: 外径 ϕ 1.4mm, 内径: ϕ 1.0mm;

准确度: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ ($< 250^\circ\text{C}$)

$\pm 0.5^\circ\text{C}$ ($> 250^\circ\text{C}$)

重复性: 0.1°C/Min 时熔点重复性 $\pm 0.1^\circ\text{C}$

联系地址: 昆山花桥绿地大道 231 号 1 号楼 305 室

检测方式: 半自动 (自动控温, 手动检测)

电源: 220V 50HZ 功率: 120W

显示方式: TFT 高清真彩屏

数据接口: USB RS232 网口

放大倍数: 7

处理能力: 4 个/批 (同时可以做四个样)

电话: 0512-50170283

部分使用客户

- ◇ 中国科学院上海有机化学研究所
- ◇ 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所
- ◇ 西安交通大学医学院
- ◇ 南京大学
- ◇ 江西师范大学
- ◇ 锡盟食品药品检验检测中心
- ◇ 台州出入境检验检疫局综合技术服务中心
- ◇ 振东光明药物研究所
- ◇ 海宁市马桥恒顺橡胶厂
- ◇ 吉林药物学院
- ◇ 大禹节水(天津)有限公司
- ◇ 江苏吉华化工有限公司
- ◇ 静海县福明树脂有限公司
- ◇ 大丰鑫源达
- ◇ 上海博威生物医药有限公司
- ◇ 江西吉安峡江县恒通助剂有限公司
- ◇ 大连精细石油化工有限公司

市场价：

促销折扣：8.7 折

正品防伪码查询可扫描下面二维码

