

KeepIT 冷冻盒

适用于样品分批处理及储存
六种不同颜色搭配 CryoELITE 冻存瓶，为批处理以及鉴定样品组提供了选择
适合 1.2-2mL 冻存瓶
标准尺寸可放于液氮储存架和冻存抽屉
底部开口供二维码扫描使用



| 订货号 | 颜色 | 尺寸(L×W×H) (mm) | 包装数量 |
|----------------------------------|-----|----------------|------|
| KeepIT-25 位储存盒适用于外螺纹口冻存瓶 | | | |
| W651702-W | 白色 | 75×75×52 | 10 |
| W651702-R | 红色 | 75×75×52 | 10 |
| W651702-P | 粉红色 | 75×75×52 | 10 |
| W651702-Y | 黄色 | 75×75×52 | 10 |
| W651702-G | 绿色 | 75×75×52 | 10 |
| W651702-B | 蓝色 | 75×75×52 | 10 |
| KeepIT-81 位储存盒适用于外螺纹口冻存瓶 | | | |
| W651703-W | 白色 | 130×130×52 | 10 |
| W651703-R | 红色 | 130×130×52 | 10 |
| W651703-P | 粉红色 | 130×130×52 | 10 |
| W651703-Y | 黄色 | 130×130×52 | 10 |
| W651703-G | 绿色 | 130×130×52 | 10 |
| W651703-B | 蓝色 | 130×130×52 | 10 |
| KeepIT-100 位储存盒适用于内螺纹口冻存瓶 | | | |
| W651704-W | 白色 | 130×130×52 | 10 |
| W651704-R | 红色 | 130×130×52 | 10 |
| W651704-P | 粉红色 | 130×130×52 | 10 |
| W651704-Y | 黄色 | 130×130×52 | 10 |
| W651704-G | 绿色 | 130×130×52 | 10 |
| W651704-B | 蓝色 | 130×130×52 | 10 |

CryoELITE 瓶架

适用于冻存瓶和圆底冻存瓶
Loctagon 底适合于单手运送
可放 50 个冻存瓶
聚丙烯材质制造
容易清洗或高压蒸汽灭菌 121 20min
存储孔内径 12.5mm
尺寸(L×W×H) : (190×100×22mm)



| 订货号 | 规格 / 描述 | 插孔分布 | 包装数量 |
|---------|---------|--------|------|
| W985810 | 50 位 | 5 × 10 | 5 |

Cryule 冻存盒

储存 1 和 2mL 的冻存瓶
可放 81 个冻存瓶
聚乙烯涂层硬纸板材质适合在液氮蒸气中使用
尺寸 Cryule, (L×W×H) 1mL :
(133×133×32mm) ; 2mL :
(133×133×34mm)



| 订货号 | 说明 | 包装数量 |
|--------|------------|------|
| 651490 | 适合 1mL 冻存瓶 | 15 |
| 651492 | 适合 2mL 冻存瓶 | 15 |

CryoFile 和 CryoFileXL 加强型储存盒

适用于冻存瓶和圆底冻存瓶
可放 81 个冻存瓶
防水处理
适合在液氮蒸汽制冷中使用
尺寸 CryoFile(L×W×H) : (130×130×52mm) ; CryoFileXL : (130×130×97mm)



| 订货号 | 描述 | 颜色 | 包装数量 |
|--------------------------|-----------------|-----|------|
| CryoFile 加强型储存盒 | | | |
| W651600 | 适合 1.2 和 2mL 小瓶 | 绿色 | 15 |
| W651601 | 适合 1.2 和 2mL 小瓶 | 黄色 | 15 |
| W651602 | 适合 1.2 和 2mL 小瓶 | 粉红色 | 15 |
| W651603 | 适合 1.2 和 2mL 小瓶 | 白色 | 15 |
| W651604 | 适合 1.2 和 2mL 小瓶 | 蓝色 | 15 |
| W651605 | 适合 1.2 和 2mL 小瓶 | 红色 | 15 |
| CryoFileXL 加强型储存盒 | | | |
| W651600-XL | 适合 3、4 和 5mL 小瓶 | 绿色 | 15 |
| W651601-XL | 适合 3、4 和 5mL 小瓶 | 黄色 | 15 |
| W651602-XL | 适合 3、4 和 5mL 小瓶 | 粉红色 | 15 |
| W651603-XL | 适合 3、4 和 5mL 小瓶 | 白色 | 15 |
| W651604-XL | 适合 3、4 和 5mL 小瓶 | 蓝色 | 15 |
| W651605-XL | 适合 3、4 和 5mL 小瓶 | 红色 | 15 |
| CryoFile 组织储存盒 | | | |
| W651610-G | 5mL 组织储存瓶 | 绿色 | 15 |
| W651610-Y | 5mL 组织储存瓶 | 黄色 | 15 |
| W651610-P | 5mL 组织储存瓶 | 粉红色 | 15 |
| W651610-W | 5mL 组织储存瓶 | 白色 | 15 |
| W651610-B | 5mL 组织储存瓶 | 蓝色 | 15 |
| W651610-R | 5mL 组织储存瓶 | 红色 | 15 |

FTA 核酸收集储存盒

储存盒为分批处理和储存 FTA 核酸提供理想解决方案
与小型或者大型 FTA 滤纸配合使用
可在室温, 4 , -20 , 甚至更冷条件下使用



| 订货号 | 尺寸 | 包装数量 |
|---------|--------|------|
| W651611 | 18×6×4 | 2 |
| W651612 | 18×7×4 | 2 |