

CS-2 脆碎度检测仪

市场价：

促销折扣：请致电 0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



脆碎度是反映片剂质量的一项重要指标，对片剂的生产、包装、运输等方面有着直接影响。最新改进 CS-2 脆碎度检测仪是一种检查片剂脆碎度的专门仪器，它功能齐全，操作简便，性能指标完全符合《中国药典》及《美国药典》的相关要求。

当仪器装药轮鼓转动时，鼓内的样品在挡板的作用下不断翻滚，转动或滑动，并且反复地从轴心掉落至鼓壁或先行掉落的其它样片上，从而使样品不断地发生摩擦，振动和撞击。经规定时间之后，取出样品观察破损情况并精密称重计算出重量损失百分比。

技术指标：

液晶屏显示

时间设置：1~9 小时 59 分 59 秒

转数设置：1 ~ 9999 转

计时精度：5 分钟±1 秒

转速：25 转/分（开机自动预置 100 转）

转数精度：25 转±1 转

轮鼓尺寸：内径 286mm 宽度 39mm

整机尺寸：300mm×360mm×360mm

电源：220V 50HZ

功率：15W