


Calibrex™ digital 520型数字式瓶口配液器

- Calibrex™ 520有0.25-2 mL, 1-5 mL和1-10 mL三个量程；

产品特点：

- SOCOREX数字式瓶口配液器综合了最新液体准确分配技术，高科技材料和人体工学设计的高级配液器，是操作简单，安全可靠及高精度的实验室液体操作设备
- 所有液体接触的部件都是高化学防腐材料
- 设定操作简单，客户甚至可以戴防护手套直接操作，高效设定锁死装置，可以保证在操作过程中不会发生意外体积变化
- 工作性能稳定，校正方便，用户可根据参考值自行校正容量
- 121 整支高压蒸汽灭菌，组装方便，便于清洁
- 分液器上部360度自由旋转，确保标签和和显示窗总是面向使用者
- 精密数字式容量设定，清楚易读的显示窗可调节至所需角度
- 可以在分配器入口加装过滤器，以除去空气中的污染物
- 可以使用选配的PTFE延长管及液体喷嘴，将液体准确分注到最远离分配器60 cm的接收瓶



简易的数字调节设计①②

快速而准确地体积设定，数字化容积显示，分液容积数字化设定，已设定容积自动锁定

分液管可自由旋转③

分液器上部360度自由旋转，确保标签和和显示窗总是面向使用者

气体过滤④

可连接气体过滤装置

实验室校准设计⑤

无需特殊工具即可进行简单方便校准

维护方便⑥

专利结构设计，无需工具即可简单分解和组装，方便客户清洁维护分液器

SOCOREX瓶口配液器技术指标及定货指南

目录号	容量范围	最小分度	相对误差(%)	不精确度(CV%)
Calibrex™ 520 可调容量瓶口配液器				
标准套装配置: 1.瓶口配液器一支，接口为32 mm; 2.瓶口变口3个，分别32 mm变为28 mm, 40 mm和45 mm; (3)300 mm进液管; (4) QC证书和操作说明书				
520.002	0.25-2 mL	0.05 mL	< ± 0.7%	< 0.1 %
520.005	1-5 mL	0.10 mL	< ± 0.7%	< 0.1 %
520.010	1-10 mL	0.25 mL	< ± 0.7%	< 0.1 %