

美国 Burrell 手腕振荡器



产品特点：

- 美国 Burrell 伯勒尔手腕振荡器发明于 1940 年，以可靠的性能、多功能性、高效率著称，适用于纸浆粘度分析、多肽合成、农药分析、分离胰腺、红血细胞冻结、酶活性测定、血小板分析、石油分析、藻类培养、抗起泡测试、脱泡试验、细菌培养、土壤提取、涂料配方、啤酒分析、隐孢子虫、葡萄酒脱气、溶解聚合物等，被广泛应用于冶金、纺织、化妆品、教育、食品饮料、化工、医疗临床、生物技术和制药等行业
- 高效混合：目前市场上唯一具有真正的手腕动作振动，运行 1 小时后，无论全部/部分/负载均不均衡，将会是一个一致的重复过程。
- Burrell 伯勒尔手腕动作振荡器采用了相对简单的力学原理，较少的零部件，更容易更换零件，可使用很多年
- 可选 4/8/12/16/20/24 位置手臂架或托盘架，适合 10-2000ml 的各种容器（如广口瓶/三角瓶/蒸馏瓶/曲颈瓶/试管/分液漏斗等）
- 配有过载保护装置（过热或其它问题），按下复位按钮即可继续操作，忙碌的实验室有许多无人值守的项目，此功能满足了很多客户的需求
- 铝棒结构架，不锈钢轴承
- 最大负载 4.5Kg
- 定时：0—60 分钟，或设置持续运行
- 频率：385 OSC 振荡/分钟（普通型）；0-450 OSC 振荡/分钟（变速型）
- 振弧：1—15 度
- 电源：220V，50HZ

货号	产品描述
75-775-00-36	Burrell 手腕振荡器，无手臂架，无托盘架，无容器夹
75-775-04-36	Burrell 手腕振荡器，带 2 个 2 瓶位手臂架（含容器夹）
75-775-08-36	Burrell 手腕振荡器，带 2 个 4 瓶位手臂架（含容器夹）
75-775-12-36	Burrell 手腕振荡器，带 2 个 6 瓶位手臂架（含容器夹）

75-775-16-36	Burrell 手腕振荡器, 带 2 个 8 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-775-20-36	Burrell 手腕振荡器, 带 2 个 10 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-775-24-36	Burrell 手腕振荡器, 带 2 个 12 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-765-08-36	Burrell 手腕振荡器, 带 1 个 8 瓶位托盘架
75-765-12-36	Burrell 手腕振荡器, 带 2 个 2 瓶位手臂架 (含容器夹), 1 个 8 瓶位托盘架
75-765-16-36	Burrell 手腕振荡器, 带 2 个 4 瓶位手臂架 (含容器夹), 1 个 8 瓶位托盘架
75-765-20-36	Burrell 手腕振荡器, 带 2 个 6 瓶位手臂架 (含容器夹), 1 个 8 瓶位托盘架
75-765-24-36	Burrell 手腕振荡器, 带 2 个 8 瓶位手臂架 (含容器夹), 1 个 8 瓶位托盘架
75-795-00-36	Burrell 变速手腕振荡器, 无手臂架, 无托盘架, 无容器夹
75-795-04-36	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 2 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-795-08-36	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 4 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-795-12-36	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 6 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-795-16-36	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 8 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-795-20-36	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 10 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-795-24-36	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 12 瓶位手臂架 (含容器夹)
75-795-50-19	Burrell 变速手腕振荡器, 带 1 个 8 瓶位托盘架, 115V/60HZ
75-795-54-19	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 2 瓶位手臂架 (含容器夹), 1 个 8 瓶位托盘架, 115V/60HZ
75-795-58-19	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 4 瓶位手臂架 (含容器夹), 1 个 8 瓶位托盘架, 115V/60HZ
75-795-62-19	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 6 瓶位手臂架 (含容器夹), 1 个 8 瓶位托盘架, 115V/60HZ
75-795-66-19	Burrell 变速手腕振荡器, 带 2 个 8 瓶位手臂架 (含容器夹), 1 个 8 瓶位托盘架, 115V/60HZ
	容器夹
075-777-00-00	2 位置三爪容器夹, 适合最大 250ml 容器
075-777-18-00	2 位置三爪容器夹, 适合最大 500ml (或 220Z) 容器、曲颈瓶
075-783-04-00	2 位置三爪容器夹 (2 个), 适合固定口径 ≤ 90 mm 的容器
075-783-08-00	4 位置三爪容器夹 (2 个), 适合固定口径 ≤ 90 mm 的容器
075-765-31-00	托盘架, 适合固定曲颈瓶、漏斗、特殊罐
075-778-02-00	AA 手臂架 (2 根), 每根可装 1 个容器夹 2 个容器
075-778-04-00	BB 手臂架 (2 根), 每根可装 2 个容器夹 4 个容器

注: 水平震荡托盘可容纳下列容器:

- 10 个 125ml、或 8 个 300ml、或 6 个 500ml 三角瓶;
- 16 个直口罐 (外径 34mm, 高度 67mm)
- 10 个 60ml 直口罐 (外径 55mm, 高度 50mm)
- 10 个 120ml 直口罐 (外径 59mm, 高度 72mm)
- 8 个 240ml 直口罐 (外径 73mm, 高度 85mm)

注: 75-775-00-36\75-795-00-36 的配件请致电上碧仪器咨询。