

显微镜

MBL2000 双目镜系列显微镜



型号	光学单元	照明	特点	应用
MBL2000	10× 目镜 物镜： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜		研究 医疗诊断 质量控制
MBL2000-T	10× 目镜 物镜： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜	光电器	研究 医疗诊断 质量控制
MBL2000-30W	10× 目镜 物镜： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜	30W 照明	研究 医疗诊断 质量控制
MBL2000-T-30W	10× 目镜 物镜： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜	光电器 30W 照明	研究 医疗诊断 质量控制
MBL2000-PL	10× 目镜 物镜(平场消色差)： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜	平场消色差	研究 医疗诊断 质量控制
MBL2000-T-PL	10× 目镜 物镜(平场消色差)： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜	光电器 平场消色差	研究 医疗诊断 质量控制
MBL2000-PL-PH	10× 目镜 物镜(平场消色差)： 4×/NA 0.10 PH10×/NA 0.25 PH40×/NA 0.65 PH100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜 相衬 暗区	相衬显微镜	研究 医疗诊断 质量控制 无水处理厂
MBL2000-T-PL-PH	10× 目镜 物镜(平场消色差)： 4×/NA 0.10 PH10×/NA 0.25 PH40×/NA 0.65 PH100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜 相衬 暗区	光电器 相衬显微镜	研究 医疗诊断 质量控制 无水处理厂
MBL2000-PL-30W	10× 目镜 物镜(平场消色差)： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜	平场消色差 30W 照明	研究 医疗诊断 质量控制
MBL2000-T-PL-30W	10× 目镜 物镜(平场消色差)： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	6V/20W 可调 阿贝聚光镜	光电器 平场消色差 30W 照明	研究 医疗诊断 质量控制
MBL2000-B	10× 目镜 物镜： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	15V/150W 可调冷光源 暗场聚光镜(血液测试)	冷光源 暗场照明(血液)	血液测试
MBL2000-T-B	10× 目镜 物镜： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	15V/150W 可调冷光源 暗场聚光镜(血液测试)	光电器 冷光源 暗场照明(血液)	血液测试
MBL2000-PL-B	10× 目镜 物镜(平场消色差)： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	15V/150W 可调冷光源 暗场聚光镜(血液测试)	冷光源 暗场照明(血液) 平场消色差	血液测试
MBL2000-T-PL-B	10× 目镜 物镜(平场消色差)： 4×/NA 0.10 10×/NA 0.25 40×/NA 0.65 100×/NA 1.25 油	15V/150W 可调冷光源 暗场聚光镜(血液测试)	光电器 冷光源 暗场照明(血液) 平场消色差	血液测试

