



“HW-STORM 暴风”系列（企业版）

99.9%单细胞液滴生成 & 超高通量柔性筛选系统

- 关键技术：**单核液滴**（液滴只含一个细胞/菌/酶…删除空液滴,多核液滴）
多频激光（360/488/532 多激光可配, 复合激发, 灵活升级）
无损筛选（液滴高通量柔性筛选过程对细胞/菌活性影响极小）
耗材定制（耗材按客户不同应用需求定制, 价格远低于进口）
- 检测速度：**1000 万个液滴/8 小时**； 筛选速度：**600 万个液滴/8 小时**）
- 应用领域：单细胞测序, 肿瘤细胞活性筛选, 基因筛选&编辑, 菌/酶遴选, …
- 典型客户：中科院大连化物所、中科院北京过程所、大连医科大学附属医院…

大连华微生命科技有限公司 @2018 荣誉出品