



## "HW-STORM 暴风" 系列 (企业版)

### 99.9%单细胞液滴生成 & 超高通量柔性筛选系统

- 关键技术：**单核液滴** (液滴只含一个细胞/菌/酶...删除空液滴,多核液滴)  
**多频激光** (360/488/532 多激光可配, 复合激发,灵活升级)  
**无损筛选** (液滴高通量柔性筛选过程对细胞/菌活性影响极小)  
**耗材定制** (耗材按客户不同应用需求定制, 价格远低于进口 )
- 检测速度：**1000 万**个液滴/8小时； 筛选速度：**600 万**个液滴/8小时)
- 应用领域：单细胞测序,肿瘤细胞活性筛选,基因筛选&编辑, 菌/酶遴选, ...
- 典型客户：中科院大连化物所、中科院北京过程所、大连医科大学附属医院...