



"HW-GALE 疾风" 系列 (教育版)

99.9%单细胞液滴生成 & 超高通量柔性筛选系统

- 关键技术：**单核液滴** (液滴只含一个细胞/菌/酶...删除空液滴,多核液滴)
激光切换 (360/488/532 多激光可选, 自由切换, 灵活升级)
无损筛选 (液滴高通量检测筛选过程对细胞/菌活性影响极小)
耗材定制 (耗材按客户不同应用需求定制, 价格远低于进口)
- 检测速度：**300万个液滴/8小时**；筛选速度：**150万个液滴/8小时**)
- 应用领域：单细胞测序,肿瘤细胞活性筛选,基因筛选/编辑,菌/酶遴选, ...
- 典型客户：中科院大连化物所、中科院北京过程所、大连医科大学附属医院...