

Thermo Scientific Performance HC 系列超低温冰箱 震撼上市



RDE30086
FDE30086
TDE30086



RDE40086
FDE40086
TDE40086



RDE50086
FDE50086
TDE50086



RDE60086
FDE60086
TDE60086

上市说明

碳氢家族再添新成员，超高性价比 Performance HC 超低温冰箱震撼上市

- 该系列包含：Forma FDE、Revco RDE 及 Thermo Scientific TDE 系列超低温冰箱
- 最大优势：更好性能参数，确保样品得到最大的保护，占地空间小，节能环保
- 特别适合制药企业、新药开发机构、CRO 公司、高校和政府机构等，对于样品保护需要严苛保护的单位

新上市型号包含以下品目：

品牌	普通型	FDA Class II 型	容积 (L)	容量 2" boxes
Forma 四扇内门	FDE30086FV	FDE30086LV	422	300
	FDE40086FV	FDE40086LV	549	400
	FDE50086FV	FDE50086LV	682	500
	FDE60086FV	FDE60086LV	816	600
Revco 五扇内门	RDE30086FV	RDE30086LV	422	300
	RDE40086FV	RDE40086LV	549	400
	RDE50086FV	RDE50086LV	682	500
	RDE60086FV	RDE60086LV	816	600
Thermo Scientific 四扇内门	TDE30086FV	TDE30086LV	422	300
	TDE40086FV	TDE40086LV	549	400
	TDE50086FV	TDE50086LV	682	500
	TDE60086FV	TDE60086LV	816	600

产品卖点

Thermo Scientific Performance HC 系列超低温冰箱是原 Performance 系列的升级版，经济实惠，卓越设计，让我们来看看三个不得不买的理由：

- 节能环保，使用不含氟的纯天然碳氢制冷剂，符合美国 SNAP 和欧洲 F-Gas 法规
- 静音设计，噪声仅 50 分贝，利于交头接耳
- 一目了然，触摸屏操作，可设置权限，“心”标识，便于查看冰箱状态。

最重要的是，性价比超高，**价格相比 PEEK HC 直降万元。**



性能参数

性能指标	300 型号	400 型号	500 型号	600 型号
能耗 (度 / 天)	11.2	12.3	12.7	14.2
温度分布 (°C)	5.9/-3.7	5.7/-2.9	4.2/-2.9	3.4/-2.9
一分钟开门回温时间	14min	17min	21min	24min
断电升温时间 (min)	248	257	260	297
噪声 (dBA)	52	51	50	50

* 以上测试数据为特性值，环境温度为 20°C。每个特殊电压的数据可以在 Data sheet 上根据具体型号进行查询。

** 内部测试数据

质保说明

整机质保五年，人工一年

产品策略

在 Performance HC 系列超低温冰箱获得 CFDA 认证之前，下面 Performance 系列超低温冰箱继续销售，型号如下：

品牌	可售型号	容积 (L)	容量 2" boxes
Forma	907	793	600
	991	368	216
	994	490	288
	995	651	360
Revco	ExF60086V	793	600
Thermo Scientific	TSE600V	793	600

关键节点

Performance HC 可下单时间:	2019 年 4 月 01 日
Performance HC 最早交货日期:	2019 年 7 月 15 日
部分进口 Performance 冰箱、PEEK HC 冰箱停产日期:	2019 年 7 月 01 日

备注: 目前物流部针对 PEEK HC 系列超低温冰箱在新加坡以及外高桥都做了响应的备货, 如有美金订单 2019 年 5 月 1 日开始, 起运港改为新加坡。如果有超过 5 台的销售机会, 请与 4 月 12 日之前与市场部、物流联系。

替换说明

2019 年 07 月 01 日停产品目为进口 Performance 系列 368L、490L、651L 三个容量和 PEEK HC 系列 422L、549L、682L、816L 四个容量, 型号如下:

品牌	停产型号	容积 (L)	容量 2" boxes	替代型号	
				普通型	FDA Class II 型
Forma	902	368	240	FDE30086FV	FDE30086LV
	905	490	320	FDE30086FV	FDE30086LV
	906	651	400	FDE40086FV	FDE40086LV
	8930086V	422	300	FDE30086FV	FDE30086LV
	8940086V	549	400	FDE40086FV	FDE40086LV
	8950086V	682	500	FDE50086FV	FDE50086LV
	8960086V	816	600	FDE60086FV	FDE60086LV
Revco	ExF24086V	368	240	RDE30086FV	RDE30086LV
	ExF32086V	490	320	RDE30086FV	RDE30086LV
	ExF40086V	651	400	RDE40086FV	RDE40086LV
	RLE30086V	422	300	RDE30086FV	RDE30086LV
	RLE40086V	549	400	RDE40086FV	RDE40086LV
	RLE50086V	682	500	RDE50086FV	RDE50086LV
	RLE60086V	816	600	RDE60086FV	RDE60086LV
Thermo Scientific	TSE240V	368	240	TDE30086FV	TDE30086LV
	TSE320V	490	320	TDE30086FV	TDE30086LV
	TSE400V	651	400	TDE40086FV	TDE40086LV
	RLE30086V	422	300	TDE30086FV	TDE30086LV
	RLE40086V	549	400	TDE40086FV	TDE40086LV
	RLE50086V	682	500	TDE50086FV	TDE50086LV
	RLE60086V	816	600	TDE60086FV	TDE60086LV

实验室产品与服务部 市场部
2019 年 3 月 29 日



赛默飞
官方微信



实验室产品
和服务

热线 800 810 5118
电话 400 650 5118
www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC