

# ECO2080 ECO2099

## 柱温箱



柱温箱 ECO2080 带有帕尔贴可以降温，最低可以达到 0°C。ECO2099 只能加热。

两个测试单元都有相同大小的柱空间，可以容纳多达三个长度为 25 厘米的柱子。

测试单元可以通过键盘，RS232 或者以太网（LAN）接口来控制。精确的温度控制加强分离效果和再现性以及提

高了分析品质。内置泄露报警器来保证安全，精度和灵活的选择。

该装置由 ECOMAC 和 Clarity 软件来控制。

**可提供柱前换热器（需询问规格，单独订购）**

### SPECIFICATION

#### 技术参数

型号	ECO2080	ECO2099
零件号	AOA0000X	AOB0000X
操作温度范围	0-80 °C	工作温度: + 5°C – 99,9 °C
温度的稳定性	± 0.2 °C	
温度的再现性	± 0.2 °C	
温度精度	± 2 °C	± 2 °C
接口	RS 232, 以太网(LAN)	
显示屏, 键盘	VFD 140x32 像素, 10 个按钮	
电源	100-240V 50/60Hz 250VA	
加热冷却空间的内部尺寸 (w x h x d)	328 x 54 x 42 mm (12.91 x 2.13 x 1.65 in)	
尺寸(w x h x d)	280 x 135 x 498 mm (11.02 x 5.32 x 19.60)	
重量	14 kg (30.87 lb)	8.3 kg (18.30 lb)

