

WTW BOD 培养箱 TS 606i/1006i

WTW 的培养箱可以为 BOD 分析提供生物培养所需的恒定温度，温度在 10-40℃ 范围之间可设，精度为 1℃。每种培养箱内都标准配备了 2-4 个用于搅拌的电源插座。有多种容量的培养箱供用户选择，从 2 层到 4 层都有，即用户只需一台培养箱最多可同时分析 48 个样品。TS1006 特大型培养箱，尺寸足够 1.5 升大容量 BOD 培养瓶安放在里面，最多有 4 层。选择遥控 BOD 测试系统 OxiTop Control 和透明玻璃门的培养箱就可实现在不开门的情况下完成操作。



技术参数

型 号	TS606/2-i	TS606/3-i	TS606/4-i	TS1006-i
层 数	2 层	3 层	4 层	4 层，大尺寸
样品数量	2 套 12 瓶 BOD 系统	3 套 12 瓶 BOD 系统	4 套 12 瓶 BOD 系统	4 套 12 瓶 BOD 系统 4 套特殊 6 瓶系统
透明玻璃门	可选	无	可选	无
温度调节范围	10 °C … 40 °C 之间连续可调，幅度 1°C，控制精度 ±1°C			
周边环境	工作：10°C… 32°C，存贮：-25°C… +65°C			
容 积	180 升	260 升	360 升	500 升
外尺寸（高 X 宽 X 深）	850x602x600mm	1215x602x600mm	1589x602x600mm	1515x755x715mm
内尺寸	734x513x433mm	1047x513x433mm	1418x513x433mm	1338x646x516mm
重 量	37 kg	45 kg	50 kg	72 kg



广州佰微仪器科技有限公司

地址：广州市越秀区先烈中路 81 号洪都大厦 A 栋 17C

电话：020-85290813

更多优惠，尽在佰科汇：www.chinabkh.com