

► OxiTop IS6, IS12

- 操作简单，按键式操作
- 无汞测定，测试准确，可靠
- 5天测值自动保存
- 功能可扩展
- 移动方便
- 可保存5组数据，仪器会保存当天的测定值
- Auto Temp自动温度补偿，当样品温度太低时，仪器会延迟测定，直到温度稳定到一定值

► 技术参数

| | | |
|---------|--|------------|
| 搅拌底座 | Is6 | Is12 |
| 电源 | 变压器，230VAC(+10% - 15%)，50/60 Hz/24 VA | |
| 搅拌位置 | 6个 | 12个 |
| 搅拌速率 | 180 - 450min ⁻¹ 程序自动可控制 | |
| 安全等级 | 3, IEC 1010 | |
| 保护等级 | IP30 | |
| EMC防护 | 发射: EN 50081-1 FCC Class A 防护: EN 50082-1, EN 50082-2 | |
| 周边温度 | 贮存: -25 至 +65°C; 工作: +5 至 +40°C | |
| 尺寸 (mm) | 67×265×181 | 67×350×266 |
| 重量 | 1.6kg | 3.2kg |

BOD自动测试仪



OxiTop IS 6



OxiTop IS 12

► OxiTop Control 6, Control 12

- 红外线遥控，一个手持器可同时控制操作多达100个感测头
- 手持器可以存贮、管理和分析数据并上传至电脑
- OC110型手持器还可完成特殊的生化降解分析功能
- 具自动标识样品功能
- 采用国际认可的方法

► 技术参数

| 遥控手持器 | Oc100 | Oc110 |
|-------|---------------------------------|------------------------|
| BOD常规 | 0-4000mg/l | 0-4000mg/l |
| BOD标准 | 0-4000mg/l | 0-4000mg/l |
| 特殊BOD | 无 | 0.5小时-99天 0-400000mg/l |
| 土壤分析 | 无 | 容量可设 |
| 好氧分析 | 无 | 容量可设 |
| 厌氧分析 | 无 | 500-1350hpa 10个过渡值 |
| 数据组 | 每次测试180-360组数据 | |
| 测试时间 | 0.5小时到99天 | |
| 电源 | 3个5号碱性电池，1.5V | |
| 接口 | 红外，RS232 | |
| 周边温度 | 贮存: -25 至 +65°C; 工作: +5 至 +40°C | |
| 尺寸 | 45 × 100 × 200mm | |
| 重量 | 约390g | |

BOD遥控自动测试仪



OxiTop Control 6



OxiTop Control 12