

Bioruptor Pico  
2020 全新上市





- ◆ 全新触控屏幕操作系统
- ◆ 六国语音操作提示
- ◆ 多彩LED操作进程显示
- ◆ 五种超声功率, 自动优化与锁定超声频率
- ◆ 全机最高5年或210操作小时质保

## 产品描述:

- 一次可同时处理1 - 16支样本
- 独特ACT (Adaptive Cavitation Technique), 可产生高效温和的超声波, 快速均匀的剪切核酸样本以及打破细胞, 完全不伤害核酸及蛋白质结构与活性
- 无探头式设计, 样本在密闭容器下破碎, 无感染性飞雾, 样本不产泡不变性
- 仪器工作时适配器能自动定速持续旋转, 确保样本破碎效果均匀一致
- 大型液晶触控屏幕显示, 具开盖暂停及仪器寿命监控装置
- 核酸破碎大小范围 1.3 kb~ 150bp或更小
- 不须使用玻璃超声管

UP TO  or 210 hours running time warranty



**0.2ml适配器 (B01201144)**  
同时处理1~16个样本, 适用于二代测序, DNA样本片断化及小体积 ChIP实验

**0.65ml适配器 (B01201143)**  
同时处理1~12个样本, 适用于标准体积二代测序DNA样本片断化及小体积 ChIP实验

**1.5ml适配器 (B01201140)**  
同时处理1~6个样本, 适用于标准体积 ChIP实验与小体积破碎细胞, 细菌抽提蛋白应用

**15ml适配器 (B01200016)**  
同时处理1~6个样本, 适用于大体积量的ChIP实验与破碎细胞, 细菌抽提蛋白应用