

## 硬度/碱度试剂

PACON 5000/4800/4500分析仪必须使用JENSPRIMA公司生产的配套试剂，通过选择不同类型的试剂测量不同的硬度/碱度范围。



### 硬度试剂

适用机型:

**PACON 5000**  
**PACON 4800**  
**PACON 4500**

容量: 500ml / 瓶

有效期: 2年

测量次数: 5000-10000次

储存: 阴凉处保存, 避免阳光直射

### 试剂类型及测量范围

订货号	试剂型号	dH	°f	ppm CaCO <sub>3</sub>	mmol/L
50-5000-01	TH5000	0.012-0.12	0.021-0.214	0.21-2.14	0.002-0.021
50-5001-01	TH5001	0.03-0.3	0.053-0.534	0.53-5.34	0.005-0.053
50-5003-01	TH5003	0.09-0.9	0.160-1.602	1.60-16.0	0.016-0.160
50-5010-01	TH5010	0.3-3.0	0.534-5.340	5.34-53.4	0.053-0.534
50-5030-01	TH5030	0.9-9.0	1.602-16.02	16.0-160.2	0.160-1.602
50-5050-01	TH5050	1.5-15	2.670-26.70	26.7-267.0	0.267-2.670
50-5100-01	TH5100	3.0-30	5.340-53.40	53.4-534.0	0.534-5.340



### 碱度试剂

适用机型: **PACON 5000**  
**PACON 4800**

容量: 500ml / 瓶

有效期: 2年

测量次数: 5000-10000次

储存: 阴凉处保存, 避免阳光直射

### 试剂类型及测量范围

订货号	试剂型号	dH	°f	ppm CaCO <sub>3</sub>	mmol/L
50-5510-01	TC5010	0.3-7.5	0.534-13.4	5.34-134	0.107-2.68
50-5515-01	TC5015	0.45-11.5	0.801-20.5	8.01-205	0.160-4.10
50-5520-01	TC5020	0.6-15	1.07-26.7	10.7-267	0.214-5.34
50-5530-01	TC5030	0.9-22.5	1.6-40.1	16.0-401	0.32-8.02