


Cube-II

好的桌面
SEM



01. 出色的性能




- 与任何常规SEM一样好
- 样品：碳基底金颗粒

02. 自动样品台



- 样品台移动范围
- X,Y: 42mm / Z: 5-53mm

03. 4分割背散射图像（混合图像，形貌图像）




04. 机箱内置EDS




- 可选BRUKER, OFORD, EDAX, THERMO, IXRF

05. 非导电样品




- 用于非导电样品的低电压成像
- 样品：昆虫，x1,000 (1kV)
- Charge Reduction Mode

06. 冷台（可达到-20℃）：可选配



· 完整的生物样品解决方案




· 样品：-20℃下的乳制品（x1000, 20kV）

07. 较轻的重量



· 两个人可以搬运
(410 x 440 x 520mm, 65kg, 143lbs)

08. 工作效率高



· 90秒内抽好真空
· 10秒钟内泄好真空

09. DIY安装



· 拆箱，连接USB和软管等所有安装步骤
· 请按照操作手册进行操作

EM科特