

土壤干燥箱 TR12Plus

简单 | 灵活 | 安全 | 大容量

TR12 plus 型土壤干燥箱专门用于土壤样品的风干干燥。通过静音风扇将室内空气引入干燥室，加速空气流动，最大程度上接近室内环境，增加干燥效率。样品分室存放和干燥，避免样品交叉污染，省时、省力、节省空间，具有环保安全、低噪音、提高土壤干燥效率等特点。



仪器参数

- 产品重量：130 公斤
- 样品舱数量：12 个
- 外形尺寸 (mm)：1100 × 543 × 1690 (长 × 宽 × 高)
- 样品室尺寸 (mm)：900 × 520 × 130 (长 × 高 × 深)

技术指标

- 工作电压：220V, 50Hz
- 功率：100W
- 工作场所适应温度：0-40℃
- 工作场所适应湿度：≤60%RH

产品细节展示



后面



舱室



侧面



滑轮

FEATURE

产品特征

超大容量

12 个独立样品舱, 每层
可放样品量高达 6kg

静音设计

两侧配置专业静音风扇,
保证样品干燥均匀快速

镂空设计

箱体采用镂空设计, 最大
程度提高空气交换效率



灵活性好

每层可放样品量 1-6kg, 根据
需要配置不同尺寸的托盘

人性化设计

每三层设有一个风扇控制开关,
可灵活控制, 节能高效

不锈钢设计

样品架采用不锈钢材质, 避免
化学腐蚀、有机物吸附和易于清理

可移动性

干燥箱底部装有轮滑, 方便移动

主要应用



含杂质的土壤样品



含杂质的土壤样品



河道底泥

北京普立泰科仪器有限公司

北京总部

北京市海淀区高里掌路1号翠湖科技园
15号楼1层
邮编: 100095
电话: 010-82735800
传真: 010-82735809

上海办事处

上海市闸北区恒丰路218号
现代交通商务大厦511室
邮编: 200070
电话: 021-51822712/3/5
传真: 021-51822714

广州办事处

广州市海珠区昌岗中路238号
达德国际中心2406室
邮编: 510310
电话: 020-34106722
传真: 020-34106462

合肥分公司

合肥市庐阳区洪河路与金池路
交叉口鑫翰产业园7栋
邮编: 230001
电话: 0551-65683319
传真: 0551-65683368

POLYTECH
普立泰科

