

## LB-QM4-II 生物 ATP 快速荧光检测仪



型号：LB-QM4-II

产地：青岛路博

### 产品介绍：

LB-QM4-II 是应广大用户要求，由路博重新推出的一款经济性 ATP 快速检测仪，广泛应用于食品加工业、餐饮行业、医疗卫生行业、环保及其它执法部门等。

### 应用场合：

**食品加工业：**适用于 HACCP 系统的清洁度检测（生产加工清洁控制、包装消毒评价、加工环境卫生检测等）

**餐饮行业：**执法部门执法筛选（厨房及餐桌操作工具的清洁度控制、餐具消毒评价、质控部门卫生监督、奥运会等大型商业活动餐饮洁净度快速检测）

**医疗卫生行业：**医院卫生及消毒灭菌筛查（消毒中心及 ICU 表面检查、医护人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、医用消毒产品效果评价）

**其他行业：**日化产品制造、评估水样或废水样污染程度、酒店住宿卫生监督、进出口岸监察

### 技术参数：

1、检测精度： $5 \times 10^{-18}$  mol ATP

产品负责人：赵丽

电话：15589812373

QQ：971506394

- 2、检测范围： 0-9999RLUs
- 3、检测时间： 16s
- 4、精确误差：  $\pm 5\%$ 或 $\pm 5RLUs$
- 5、显 示： 点阵液晶显示
- 6、数据储存： 2000 条数据记录
- 7、数据传输： USB 接口或 RS232
- 8、供电电池： 2 节 AA 电池
- 9、工作温度： 5-40℃
- 10、工作湿度： 20-80%RH
- 11、尺 寸： 190\*85\*30mm
- 12、重 量 : 300g

### 使用情况:





产品负责人：赵丽

电话：15589812373

QQ：971506394



产品负责人: 赵丽

电话: 15589812373

QQ: 971506394



产品负责人: 赵丽

电话: 15589812373

QQ: 971506394



产品负责人：赵丽

电话：15589812373

QQ：971506394



青岛路博环保提供该产品的售后及技术支持！

产品负责人：赵丽

电话：15589812373

QQ：971506394