

液体处理 & 样品准备 耗材手册



目录

01

移液器
3-4 页

02

吸头
5-8 页

03

离心管
9-10 页

04

PCR 耗材
10-11 页

05

储液槽
11 页

06

接种环 & T型涂布棒
11 页

07

瓶口分配器
12 页

PHP (高精度) 移液器

单道、多道移液器, 机械, 精准款 (PHP)

产品特性:

- 磁性辅助活塞保证移液准确性
- 升级的分级密封设计, 推力阻力较小
- 耐用的吸头推出器, 采用防腐蚀合金, 防化学、防腐蚀
- 吸头推出容易, 自带特别设计的减震器
- 多道移液器配备弹性吸头杆, 吸头适配性较好, 精确移液
- 整支高温高压灭菌
- 符合人体工效学设计, 重量合理分配在移液器各部分
- 在 ISO 17025 认证的实验室里, 按照国际标准 (ISO 8655-6) 校准
- 放大的4个数字量程显示框
- 颜色标识不同量程
- 容易清洁, 室内校准
- 质轻耐用的PVDF吸头杆
- 1年质保



订购信息

VWR PHP 移液器

描述	包装数量	货号
PHP - 单道可调移液器 0.1-2.5µl	1支	VWRA613-6688
PHP - 单道可调移液器 0.5-10µl	1支	VWRA613-6689
PHP - 单道可调移液器 2-20µl	1支	VWRA613-6690
PHP - 单道可调移液器 5-50µl	1支	VWRA613-6691
PHP - 单道可调移液器 10-100µl	1支	VWRA613-6692
PHP - 单道可调移液器 20-200µl	1支	VWRA613-6693
PHP - 单道可调移液器 100-1000µl	1支	VWRA613-6694
PHP - 单道可调移液器 1000-5000µl	1支	VWRA613-6695
PHP - 单道可调移液器 1000-10000µl	1支	VWRA613-6696
PHP - 单道固定量程移液器 2.5µl	1支	VWRA613-6697
PHP - 单道固定量程移液器 5µl	1支	VWRA613-6698
PHP - 单道固定量程移液器 10µl	1支	VWRA613-6699
PHP - 单道固定量程移液器 20µl	1支	VWRA613-6700
PHP - 单道固定量程移液器 25µl	1支	VWRA613-6701
PHP - 单道固定量程移液器 50µl	1支	VWRA613-6702
PHP - 单道固定量程移液器 100µl	1支	VWRA613-6703
PHP - 单道固定量程移液器 200µl	1支	VWRA613-6704
PHP - 单道固定量程移液器 250µl	1支	VWRA613-6705
PHP - 单道固定量程移液器 500µl	1支	VWRA613-6706

描述	包装数量	货号
PHP - 单道固定量程移液器 1000µl	1支	VWRA613-6707
PHP - 单道固定量程移液器 2000µl	1支	VWRA613-6708
PHP - 单道固定量程移液器 5000µl	1支	VWRA613-6709
PHP - 单道固定量程移液器 10000µl	1支	VWRA613-6710
PHP 8 道移液器 0.5 - 10µl	1支	VWRA613-6711
PHP 8 道移液器 2 - 20µl	1支	VWRA613-6712
PHP 8 道移液器 5 - 50µl	1支	VWRA613-6713
PHP 8 道移液器 10 - 100µl	1支	VWRA613-6714
PHP 8 道移液器 20 - 200µl	1支	VWRA613-6715
PHP 8 道移液器 30 - 300µl	1支	VWRA613-6716
PHP 12 道移液器 0.5 - 10µl	1支	VWRA613-6717
PHP 12 道移液器 2 - 20µl	1支	VWRA613-6718
PHP 12 道移液器 5 - 50µl	1支	VWRA613-6719
PHP 12 道移液器 10 - 100µl	1支	VWRA613-6720
PHP 12 道移液器 20 - 200µl	1支	VWRA613-6721
PHP 12 道移液器 30 - 300µl	1支	VWRA613-6722
PHP 6道移液器旋转支架	1支	VWRA613-6723
PHP 单个移液器架	1支	VWRA613-6724



A-系列移液器

- 整支高温高压灭菌
- 采用旋转停止计数系统，方便设定移液体积
- 符合人体工效学设计，重量轻、推力小
- 吸头杆由PVDF制造，坚固耐用、抗腐蚀，适配通用吸头
- ISO 17025实验室里，按照ISO 8655-6 标准校准
- 1年质保
- 可提供较宽的量程，最小量程 0.5µl，最大量程10,000µl



订购信息

描述	包装数量	货号
整支灭菌可调量程 0.5-10µl	1支	VWRA613-6591
整支灭菌可调量程 5-50µl	1支	VWRA613-6592
整支灭菌可调量程 50-200µl	1支	VWRA613-6593
整支灭菌可调量程 200-1000µl	1支	VWRA613-6594
整支灭菌可调量程 10-100µl	1支	VWRA613-6595
整支灭菌可调量程 100-1000µl	1支	VWRA613-6596
整支灭菌可调量程 2-20µl	1支	VWRA613-6597
整支灭菌可调量程 20-200µl	1支	VWRA613-6598
整支灭菌可调量程 1000-5000µl	1支	VWRA613-6599
整支灭菌可调量程 500-5000µl	1支	VWRA613-6600
整支灭菌可调量程 1000-10000µl	1支	VWRA613-6601
整支灭菌可调量程 500-10000µl	1支	VWRA613-6602
整支灭菌固定量程 5µl	1支	VWRA613-6603
整支灭菌固定量程 10µl	1支	VWRA613-6604
整支灭菌固定量程 20µl	1支	VWRA613-6605
整支灭菌固定量程 25µl	1支	VWRA613-6606
整支灭菌固定量程 50µl	1支	VWRA613-6607
整支灭菌固定量程 100µl	1支	VWRA613-6608

描述	包装数量	货号
整支灭菌固定量程 200µl	1支	VWRA613-6609
整支灭菌固定量程 250µl	1支	VWRA613-6610
整支灭菌固定量程 500µl	1支	VWRA613-6611
整支灭菌固定量程 1000µl	1支	VWRA613-6612
整支灭菌固定量程 2000µl	1支	VWRA613-6613
整支灭菌固定量程 5000µl	1支	VWRA613-6614
整支灭菌固定量程 10000µl	1支	VWRA613-6615
整支灭菌8道 5 - 50µl	1支	VWRA613-6616
整支灭菌8道 10 - 100µl	1支	VWRA613-6617
整支灭菌8道 20 - 200µl	1支	VWRA613-6618
整支灭菌8道 30 - 300µl	1支	VWRA613-6619
整支灭菌8道 0.5 - 10µl	1支	VWRA613-6620
整支灭菌12道 5 - 50µl	1支	VWRA613-6621
整支灭菌12道 10 - 100µl	1支	VWRA613-6622
整支灭菌12道 20 - 200µl	1支	VWRA613-6623
整支灭菌12道 30 - 300µl	1支	VWRA613-6624
整支灭菌12道 0.5 - 10µl	1支	VWRA613-6625

VWR电动移液器 经典款

直观的界面，方便操作

- 重量轻，即使长时移液也可轻松应对
- 自动感应电磁活塞，精准移液
- 先进的步进马达，可长时高效使用
- 5种移液模式，满足实验室大部分应用，包括正向移液、反向移液，连续多次分配、混匀、稀释
- 在ISO 17025实验室里，按照ISO 8655-6 标准校准
- 高效率电池，5小时以上使用，充电中可继续使用，自动休眠模式，不用时可节省电量
- 智能充电架，方便充电或安放移液器
- 最小体积 0.5µl & 最大体积 - 5,000µl



描述	包装数量	货号
电动单道移液器 0.5-10µl	1支	VWRA613-6671
电动单道移液器 5-100µl	1支	VWRA613-6672
电动单道移液器 10-200µl	1支	VWRA613-6673
电动单道移液器 50-1000µl	1支	VWRA613-6674
电动单道移液器 250-5000µl	1支	VWRA613-6675
电动8道移液器 0.5-10µl	1支	VWRA613-6676
电动8道移液器 2-20µl	1支	VWRA613-6677
电动8道移液器 5-100µl	1支	VWRA613-6678
电动8道移液器 10-200µl	1支	VWRA613-6679

描述	包装数量	货号
电动8道移液器 15-300µl	1支	VWRA613-6680
电动12道移液器 0.5-10µl	1支	VWRA613-6681
电动12道移液器 2-20µl	1支	VWRA613-6682
电动12道移液器 5-100µl	1支	VWRA613-6683
电动12道移液器 10-200µl	1支	VWRA613-6684
电动12道移液器 15-300µl	1支	VWRA613-6685
电动移液器充电支架	1支	VWRA613-6686
丙烯酸纤维透明电动移液支架	1支	VWRA613-6687

无DNA/RNA酶, 无内毒素, 适用常见实验室移液操作

- 由符合FDA认证的原生聚丙烯, 采用金刚石精整磨具制造
- 先进的设计, 适配性较好, 使用较小的力便可轻松装配和打出吸头
- 可应用于敏感的PCR操作
- 洁净室中全自动生产, 没有人源污染
- 无RNA/DNA酶, 无人类DNA, 无热原/PCR抑制剂, 没有重金属, 不添加润滑剂
- 带刻度, 方便肉眼检查体积, 减少人为设置出错
- 无菌和非无菌可选



袋装吸头

- 包装在易撕自封聚丙烯袋
- 两道密封, 热封加上拉链袋封口, 避免污染和散落



订购信息

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头, 带刻度	1000	VWRA612-6332
10µl 通用吸头, 加长, 带刻度	1000	VWRA612-6388
10µl 通用吸头, 特细, 带刻度	1000	VWRA612-6409
200µl 通用吸头, 带刻	1000	VWRA612-6478
200µl 通用吸头, 加长, 300µl	1000	VWRA612-6509
1000µl 通用吸头, 带刻度	1000	VWRA612-6526
1250µl 通用吸头, 带刻度	500	VWRA612-6577

无菌袋装

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头, 带刻度, 无菌	1000	VWRA612-6333
10µl 通用吸头, 加长, 20µl 体积, 无菌	1000	VWRA612-6389
10µl 通用吸头, 特细, 20µl 体积, 无菌	1000	VWRA612-6414
200µl 通用吸头, 带刻度, 无菌	1000	VWRA612-6479
200µl 通用吸头, 加长, 300µl 体积, 无菌	1000	VWRA612-6511
1000µl 通用吸头, 带刻度, 无菌	1000	VWRA612-6529
1250µl 通用吸头, 带刻度, 无菌	500	VWRA612-6213

盒装吸头

- 可高温高压灭菌 & 可堆叠
- 铰链盒, 方便单手操作
- 坚固耐用, 适合长时使用
- 颜色标识不同体积, 方便快速识别



订购信息

盒装吸头

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头, 带刻度	960	VWRA612-6354
10µl 通用吸头, 加长, 带刻度	960	VWRA612-6403
10µl 通用吸头, 特细	960	VWRA612-6424
200µl 通用吸头, 带刻度	960	VWRA612-6486
200µl 通用吸头, 加长, 刻度, 300µl	960	VWRA612-6514
1000µl 通用吸头, 带刻度	576	VWRA612-6534
1250µl 通用吸头, 带刻度	576	VWRA612-6579

无菌盒装吸头

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头, 带刻度, 无菌	960	VWRA612-6370
10µl 通用吸头, 加长, 带刻度, 无菌	960	VWRA612-6404
10µl 通用吸头, 特细, 20µl, 无菌	960	VWRA612-6432
200µl 通用吸头, 带刻度, 无菌	960	VWRA612-6488
200µl 通用吸头, 加长, 300µl, 无菌	960	VWRA612-6520
1000µl 通用吸头, 带刻度, 无菌	576	VWRA612-6536
1250µl 通用吸头, 带刻度, 无菌	576	VWRA612-6220

无菌低吸附吸头

采用特殊配方的树脂，金刚石精整磨具制成，拥有超级疏水表面，保证最大的样品保留量

- 低吸附 = 最大准确度
- 无硅添加剂 = 无污染



订购信息

无菌低吸附袋装

描述	包装数量	货号
10µl 低吸附通用吸头，带刻度，无菌	1000	VWRA612-6339
10µl 低吸附通用吸头，加长，20µl，无菌	1000	VWRA612-6122
10µl 低吸附通用吸头，特细，20µl，无菌	1000	VWRA612-6128
200µl 低吸附通用吸头，带刻度，无菌	1000	VWRA612-6483
200µl 低吸附通用吸头，加长，300µl，无菌	1000	VWRA612-6184
1000µl 低吸附通用吸头，带刻度，无菌	1000	VWRA612-6194
1250µl 低吸附通用吸头，带刻度，无菌	500	VWRA612-6282

无菌低吸附盒装

描述	包装数量	货号
10µl 低吸附通用吸头，带刻度，无菌	960	VWRA612-6372
10µl 低吸附通用吸头，加长，20µl，无菌	960	VWRA612-6124
10µl 低吸附通用吸头，特细，20µl，无菌	960	VWRA612-6137
200µl 低吸附通用吸头，带刻度，无菌	960	VWRA612-6491
200µl 低吸附通用吸头，加长，300µl，无菌	960	VWRA612-6190
1000µl 低吸附通用吸头，带刻度，无菌	576	VWRA612-6196
1250µl 低吸附通用吸头，带刻度，无菌	576	VWRA612-6291

滤芯袋装

- 特殊开发的PE滤芯，适用多种移液
- VWR滤芯吸头能有效保护移液过程中气溶胶对移液器的腐蚀和损伤
- VWR滤芯吸头还可以保护吸头杆不受污染、有效减小交叉污染的风险 和明显移液体积错误


订购信息:

滤芯袋装

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头，滤芯	1000	VWRA612-6334
10µl 通用吸头，滤芯，加长，20µl	1000	VWRA612-6399
10µl 通用吸头，滤芯，特细，20µl	1000	VWRA612-6419
20µl 通用吸头，滤芯	1000	VWRA612-6458
50µl 通用吸头，滤芯	1000	VWRA612-6464
100µl 通用吸头，滤芯	1000	VWRA612-6470
200µl 通用吸头，滤芯	1000	VWRA612-6481
200µl 通用吸头，滤芯，加长，300µl	1000	VWRA612-6513
1000µl 通用吸头，滤芯	1000	VWRA612-6531
1250µl 通用吸头，滤芯	500	VWRA612-6214

无菌滤芯袋装

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头，滤芯，无菌	1000	VWRA612-6348
10µl 通用吸头，滤芯，加长，20µl，无菌	1000	VWRA612-6123
10µl 通用吸头，滤芯，特细，20µl，无	1000	VWRA612-6129
20µl 通用吸头，滤芯，无菌	1000	VWRA612-6459
50µl 通用吸头，滤芯，无菌	1000	VWRA612-6465
100µl 通用吸头，滤芯，无菌	1000	VWRA612-6471
200µl 通用吸头，滤芯，无菌	1000	VWRA612-6484
200µl 通用吸头，滤芯，加长，300µl，无菌	1000	VWRA612-6189
1000µl 通用吸头，滤芯，无菌	1000	VWRA612-6195
1250µl 通用吸头，滤芯，无菌	500	VWRA612-6283



滤芯吸头

滤芯盒装吸头

由US FDA认证的原生聚丙烯制造，特别设计的PE滤芯有效防止交叉污染。吸头盒方便操作。

订购信息

滤芯盒装吸头

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头, 滤芯	960	VWRA612-6371
10µl 通用吸头, 滤芯, 加长	960	VWRA612-6405
10µl 通用吸头, 滤芯, 特细	960	VWRA612-6433
20µl 通用吸头, 滤芯	960	VWRA612-6460
50µl 通用吸头, 滤芯	960	VWRA612-6466
100µl 通用吸头, 滤芯	960	VWRA612-6472
200µl 通用吸头, 滤芯	960	VWRA612-6489
200µl 通用吸头, 滤芯, 加长	960	VWRA612-6521
1000µl 通用吸头, 滤芯	576	VWRA612-6539
1250µl 通用吸头, 滤芯	576	VWRA612-6221

滤芯无菌盒装吸头

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头, 滤芯, 无菌	960	VWRA612-6373
10µl 通用吸头, 滤芯, 加长, 无菌	960	VWRA612-6125
10µl 通用吸头, 滤芯, 特细, 无菌	960	VWRA612-6138
20µl 通用吸头, 滤芯, 无菌	960	VWRA612-6461
50µl 通用吸头, 滤芯, 无菌	960	VWRA612-6467
100µl 通用吸头, 滤芯, 无菌	960	VWRA612-6473
200µl 通用吸头, 滤芯, 无菌	960	VWRA612-6493
200µl 通用吸头, 滤芯, 加长, 无菌	960	VWRA612-6191
1000µl 通用吸头, 滤芯, 无菌	576	VWRA612-6197
1250µl 通用吸头, 滤芯, 无菌	576	VWRA612-6292



低吸附滤芯无菌吸头

- 由US FDA认证的原生聚丙烯制造
- 特别设计的PE滤芯有效防止交叉污染
- 吸头盒方便操作
- 每个吸头都做过疏水低吸附处理

订购信息

低吸附滤芯无菌吸头, 袋装

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	1000	VWRA612-6118
10µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 加长, 无菌	1000	VWRA612-6246
10µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 加长, 无菌	1000	VWRA612-6249
20µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	1000	VWRA612-6143
50µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	1000	VWRA612-6149
100µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	1000	VWRA612-6173
200µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	1000	VWRA612-6178
200µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 加长, 无菌	1000	VWRA612-6262
1000µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	1000	VWRA612-6270
1250µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	500	VWRA612-6284


无菌低吸附滤芯吸头, 盒装

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	960	VWRA612-6119
10µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 加长, 无菌	960	VWRA612-6247
10µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 特细, 无菌	960	VWRA612-6260
20µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	960	VWRA612-6144
50µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	960	VWRA612-6159
100µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	960	VWRA612-6174
200µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	960	VWRA612-6179
200µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 加长, 无菌	960	VWRA612-6263
1000µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	576	VWRA612-6272
1250µl 通用吸头, 滤芯, 低吸附, 无菌	576	VWRA612-6293

预装吸头

主要特性

- 预装板吸头，方便快速装填到吸头盒中
- 节约时间及成本
- 多种可选，滤芯、非滤芯、无菌、非无菌及低吸附



订购信息

预装吸头，非无菌

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头	960	VWRA612-6380
10µl 通用吸头，加长	960	VWRA612-6406
10µl 通用吸头，特细	960	VWRA612-6434
200µl 通用吸头	960	VWRA612-6494
200µl 通用吸头，加长，300ul 体积	960	VWRA612-6522
1000µl 通用吸头	576	VWRA612-6544
1250µl 通用吸头	576	VWRA612-6580

预装滤芯吸头，非无菌

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头，滤芯	960	VWRA612-6383
10µl 通用吸头，滤芯，加长	960	VWRA612-6408
10µl 通用吸头，滤芯，特细	960	VWRA612-6443
20µl 通用吸头，滤芯	960	VWRA612-6462
50µl 通用吸头，滤芯	960	VWRA612-6468
100µl 通用吸头，滤芯	960	VWRA612-6474
200µl 通用吸头，滤芯	960	VWRA612-6503
200µl 通用吸头，滤芯，加长，300ul 体积	960	VWRA612-6524
1000µl 通用吸头，滤芯	480	VWRA612-6553
1250µl 通用吸头，滤芯	576	VWRA612-6223

预装低吸附吸头，无菌

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头，无菌	960	VWRA612-6381
10µl 通用吸头，加长，无菌	960	VWRA612-6407
10µl 通用吸头，特细，无菌	960	VWRA612-6442
200µl 通用吸头，无菌	960	VWRA612-6496
200µl 通用吸头，加长，300ul 体积，无菌	960	VWRA612-6523
1000µl 通用吸头，无菌	480	VWRA612-6552
1250µl 通用吸头，无菌	576	VWRA612-6222

预装低吸附滤芯吸头，无菌

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头，滤芯，无菌	960	VWRA612-6384
10µl 通用吸头，滤芯，加长，无菌	960	VWRA612-6127
10µl 通用吸头，滤芯，特细，无菌	960	VWRA612-6142
20µl 通用吸头，滤芯，无菌	960	VWRA612-6463
50µl 通用吸头，滤芯，无菌	960	VWRA612-6469
100µl 通用吸头，滤芯，无菌	960	VWRA612-6476
200µl 通用吸头，滤芯，无菌	960	VWRA612-6504
200µl 通用吸头，滤芯，加长，无菌	960	VWRA612-6193
1000µl 通用吸头，滤芯，无菌	576	VWRA612-6199
1250µl 通用吸头，滤芯，无菌	576	VWRA612-6318

预装低吸附吸头，无菌

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头，低吸附，无菌	960	VWRA612-6382
10µl 通用吸头，低吸附，加长，无菌	960	VWRA612-6126
10µl 通用吸头，低吸附，特细，无菌	960	VWRA612-6139
200µl 通用吸头，低吸附，无菌	960	VWRA612-6499
200µl 通用吸头，低吸附，加长，无菌	960	VWRA612-6192
1000µl 通用吸头，低吸附，无菌	480	VWRA612-6198
1250µl 通用吸头，低吸附，无菌	576	VWRA612-6294

预装低吸附滤芯吸头，无菌

描述	包装数量	货号
10µl 通用吸头，滤芯，低吸附，无菌	960	VWRA612-6121
10µl 通用吸头，滤芯，低吸附，加长，无菌	960	VWRA612-6248
10µl 通用吸头，滤芯，低吸附，特细，无菌	960	VWRA612-6261
20µl 通用吸头，滤芯，低吸附，无菌	960	VWRA612-6148
50µl 通用吸头，滤芯，低吸附，无菌	960	VWRA612-6172
100µl 通用吸头，滤芯，低吸附，无菌	960	VWRA612-6177
200µl 通用吸头，滤芯，低吸附，无菌	960	VWRA612-6182
200µl 通用吸头滤芯，低吸附，加长，无菌	960	VWRA612-6264
1000µl 通用吸头，滤芯，低吸附，无菌	576	VWRA612-6274
1250µl 通用吸头，滤芯，低吸附，无菌	576	VWRA612-6319

单个包装吸头

描述	包装数量	货号
200µl 通用吸头，无菌	400	VWRA612-6506
200µl 通用吸头，无菌	400	VWRA612-6508
1000µl 通用吸头，无菌	200	VWRA612-6554
1000µl 通用吸头，无菌	200	VWRA612-6212

大体积吸头

描述	包装数量	货号
5000µl 吸头	100	VWRA612-6597
10000µl 吸头	100	VWRA612-6598

吸头盒，空盒

描述	包装数量	货号
10µl 吸头盒，空盒无吸头	10	VWRA612-6603
200µl 吸头盒，空盒无吸头	10	VWRA612-6604
200XL 吸头盒，空盒无吸头	10	VWRA612-6619
1000µl 吸头盒，空盒无吸头	6	VWRA612-6627
1250µl 吸头盒，空盒无吸头	6	VWRA612-6224



微量离心管

0.5 ml, 1.7 ml & 2 ml 刻度微量离心管

- 由符合FDA认证的原生聚丙烯制造
- 无RNA/DNA酶, 无DNA, 无热原
- 没有重金属
- 最大离心力20,000 RCF
- 工作温度 -80°C 到 +121°C
- 可单手操纵, 密封性好
- 透明度非常好, 方便观察
- 盖子较薄, 可穿刺
- 平盖, 磨砂盖子和书写区域, 方便标识和贴标签




描述	包装数量	货号
0.5 ml 微量离心管, 自然色, 无菌	1000	VWRA525-1525
0.5 ml 微量离心管, 棕色	1000	VWRA525-1527
0.5 ml 微量离心管, 棕色, 无	1000	VWRA525-1496
1.7 ml 微量离心管, 自然色	1000	VWRA525-1528
1.7 ml 微量离心管, 自然色, 无菌	1000	VWRA525-1529
1.7 ml 微量离心管, 低吸附, 无菌	1000	VWRA525-1497
1.7 ml 微量离心管, 棕色	1000	VWRA525-1531
1.7 ml 微量离心管, 棕色, 无菌	1000	VWRA525-1499
2.0 ml 微量离心管, 自然色	500	VWRA525-1532
2.0 ml 微量离心管, 自然色, 无菌	500	VWRA525-1533
2.0 ml 微量离心管, 棕色	500	VWRA525-1535
2.0 ml 微量离心管, 棕色, 无菌	500	VWRA525-1523

15 ML & 50 ML 刻度离心管

由FDA批准的树脂制造

- 无DNA酶、RNA酶、DNA和热原
- 无重金属
- 表面光滑透明
- 15 ml & 50 ml 离心管的最大离心力分别为17,000 g和20,000 g
- 防漏螺旋盖
- 防化学、防刮擦刻度
- 超大书写区域
- 棕色离心管有效保护光敏样品



订购信息

描述	包装数量	货号
15 ml 离心管, 平盖, 袋装	500	VWRA525-1536
15 ml 离心管, 平盖, 架装	500	VWRA525-1537
15 ml 离心管, 平盖, 袋装, 无菌	500	VWRA525-1538
15 ml 离心管, 平盖, 架装, 无菌	500	VWRA525-1539
15 ml 离心管, 平盖, 无菌, 单个包装	500	VWRA525-1540
15 ml 离心管, 平盖, 棕色, 袋装	500	VWRA525-1541
15 ml 离心管, 平盖, 棕色, 架装	500	VWRA525-1542
15 ml 离心管, 平盖, 棕色, 无菌, 袋装	500	VWRA525-1543
15 ml 离心管, 平盖, 棕色, 无菌, 架装	500	VWRA525-1544
15 ml 离心管, 平盖, 棕色, 无菌, 单个包装	500	VWRA525-1545
50 ml 离心管, 平盖, 袋装	500	VWRA525-1546

描述	包装数量	货号
50 ml 离心管, 平盖, 袋装	500	VWRA525-1547
50 ml 离心管, 平盖, 袋装, 无菌	500	VWRA525-1548
50 ml 离心管, 平盖, 袋装, 无菌	500	VWRA525-1549
50 ml 离心管, 平盖, 无菌, 单个包装	500	VWRA525-1550
50 ml 离心管, 平盖, 棕色, 袋装	500	VWRA525-1551
50 ml 离心管, 平盖, 棕色, 架装	500	VWRA525-1552
50 ml 离心管, 平盖, 棕色, 无菌, 袋装	500	VWRA525-1553
50 ml 离心管, 平盖, 棕色, 无菌, 架装	500	VWRA525-1554
50 ml 离心管, 平盖, 棕色, 无菌, 单个包装	500	VWRA525-1555
50 ml 自立离心管, 平盖, 袋装	500	VWRA525-1556
50 ml 自立离心管, 平盖, 袋装, 无菌	500	VWRA525-1557

痕量金属离心管

- 少于 1 PPB 重金属含量
- 由高品质原生聚丙烯生产
- 没有常见的痕量金属，保证样品低背景
- 较低的重金属含量，低于ICP检测限度
- 高品质PE盖，无重金属



订购信息

描述	包装数量	货号
15 ml 离心管, 无重金属盖子	500	VWRA525-1558
15 ml 离心管, 无重金属盖子, 无菌	500	VWRA525-1559
15 ml 离心管, 无重金属盖子, 无菌, 单个包装	500	VWRA525-1560
50 ml 离心管, 无重金属盖子	500	VWRA525-1561
50 ml 离心管, 无重金属盖子, 无菌	500	VWRA525-1562
50 ml 离心管, 无重金属盖子, 无菌, 单个包装	500	VWRA525-1563

PCR管

超薄壁0.35mm，保证最大热传导

- 无PCR抑制剂和内毒素
- 不含DNA酶、RNA酶和人类DNA
- 特别设计的较小包装，防止交叉污染
- 内表面不跟PCR试剂反应、均匀壁厚，批次间稳定性好
- 保证蒸发率<5%
- 跟主流PCR仪匹配性好
- 可高温高压灭菌



PCR条

PCR 8 联管条，条帽

- 透明管壁，加试剂不易出错，保证实时定量 PCR结果准确
- 超薄PCR管壁，热传递性能较好
- 无PCR 抑制剂, 内毒素, DNA酶和RNA酶
- 内表面均一、不跟试剂反应、批次稳定性好
- 提供多种产品型号，适合多种应用，提供PCR和qPCR，板条和孔板，不同体积大小



订购信息

0.2ml PCR管

描述	包装数量	货号
0.2ml PCR 单管, 平盖	3000	VWRA732-3649
0.2ml PCR 8-联管, 透明, 带平盖	120	VWRA732-3650
0.2ml PCR 8-联管, 透明, 带分开的平盖	120	VWRA732-3651
0.2ml PCR 8-联管, 透明, 带分开的凸盖	120	VWRA732-3652
0.1ml qPCR 8-联管, 透明, 带超透明	120	VWRA732-3653
0.1ml qPCR 8-联管, 白色, 带超透明盖	120	VWRA732-3654
0.2ml qPCR 8-联管, 透明, 带超透明盖	120	VWRA732-3655
0.2ml qPCR 8-联管, 白色, 带超透明盖	120	VWRA732-3656

PCR 板

- 超薄管壁, 保证最大热传导
- 无PCR抑制剂, 无内毒素、DNA酶、RNA酶、人类DNA
- 特别设计的小包装, 避免交叉污染
- 内表面不跟PCR试剂反应、均匀壁厚, 批次间稳定性好
- 提供多种产品型号, 适合多种应用, 提供PCR和qPCR, 板条和孔板, 不同体积大小



PCR封板膜

- 较好的密封性, 有效防止PCR反应过程中蒸发
- 耐受温度从 -20 到 120° C, 超透明, 方便观察样品
- 不用于发光和荧光反应
- 不可穿刺, 防止意外刺破损失样品
- 容易贴上, 无需使劲按压

订购信息

描述	包装数量	货号
0.2ml 无裙边, 标准型 PCR 96 孔板	50	VWRA734-3325
0.2ml 半裙边, 标准型 qPCR 96 孔板	50	VWRA734-3326
0.1ml, 半裙边, 低型 qPCR 96 孔板	50	VWRA734-3327
0.1ml, 半裙边, 低型 qPCR 96 孔板	50	VWRA734-3328
PCR 96 孔封板膜	100	VWRA734-3330
qPCR 96 孔超透明封板膜	100	VWRA734-3331
96孔板粘性封板铝箔	100	VWRA734-3332

储液槽

- 由高品质PS制造
- 方便从四个角倾倒
- 底座宽阔, 防止翻倒
- 内壁带刻度
- 底部斜面, 充分回收样品

接种环 & T-涂布棒

- 洁净室全自动生产, 产线无人操作
- 双头使用
- 光滑, 容易划线
- 颜色标识, 容易区分
- 不含润滑剂和静电荷, 可完全液体转移
- 涂布液体样品
- 光滑的圆形涂布底面
- T-涂布棒两种包装可选, 单个包装或者5个/包


订购信息

描述	包装数量	货号
储液槽, 10 ML 非无菌散装, 堆叠	500	VWRA613-6725
储液槽, 10 ML 无菌单个包装	50	VWRA613-6726
储液槽, 10 ML 无菌, 堆叠	200	VWRA613-6727
储液槽, 25 ML 非无菌散装, 堆叠	500	VWRA613-6728
储液槽, 25 ML 无菌单个包装	50	VWRA613-6729
储液槽, 25 ML 无菌, 堆叠	200	VWRA613-6730
储液槽, 50 ML 非无菌散装, 堆叠	500	VWRA613-6731
储液槽, 50 ML 无菌单个包装	50	VWRA613-6732
储液槽, 50 ML 无菌, 堆叠	200	VWRA613-6733

描述	包装数量	货号
1ul 环和10ul 环, 蓝色, 无菌, 单个包装	500	VWRA612-6669
1ul 环和10ul 环, 蓝色, 无菌	1000	VWRA612-6670
1ul 环和针, 绿色, 无菌, 单个包装	500	VWRA612-6676
1ul 环和针, 绿色, 无菌	1000	VWRA612-6677
10ul 环和针, 黄色, 无菌, 单个包装	500	VWRA612-6678
10ul 环和针, 黄色, 无菌	1000	VWRA612-6679
T型涂布棒, 绿色, 无菌, 单个包装	80	VWRA612-6680
T型涂布棒, 绿色, 无菌	200	VWRA612-6681

瓶口分配器

- VWR 瓶口分配器符合人体工效学设计，方便操作、移液精准、经久耐用，在通过ISO 17025的设施中校验。
- 轻松分配液体 (0.3级玻璃柱和聚四氟乙烯“o”圈，提供顺畅的分配体验)
- 适配性广 (随货赠送多种瓶口适配器)
- 无污染 (易于拆卸和清洁，无需重新校准)
- 使用方便 (360度旋转分配口，双刻度)



订购信息

描述	包装数量	货号
瓶口分配器0.25 - 2.5ml, 不带循环装置	1	VWRA612-6628
瓶口分配器 0.5 - 5ml, 不带循环装置	1	VWRA612-6629
瓶口分配器 1 - 10ml, 不带循环装置	1	VWRA612-6630
瓶口分配器 2.5 - 25ml, 不带循环装置	1	VWRA612-6631
瓶口分配器 2.5 - 30ml, 不带循环装置	1	VWRA612-6632
瓶口分配器 5 - 50ml, 不带循环装置	1	VWRA612-6633
瓶口分配器 5 - 60ml, 不带循环装置	1	VWRA612-6634
瓶口分配器 10 - 100ml, 不带循环装置	1	VWRA612-6667
瓶口分配器 0.25 - 2.5ml, 带循环装置	1	VWRA612-6635
瓶口分配器 0.5 - 5ml, 带循环装置	1	VWRA612-6636
瓶口分配器 1 - 10ml, 带循环装置	1	VWRA612-6637
瓶口分配器 2.5 - 25ml, 带循环装置	1	VWRA612-6638
瓶口分配器 2.5 - 30ml, 带循环装置	1	VWRA612-6639
瓶口分配器 5 - 50ml, 带循环装置	1	VWRA612-6644
瓶口分配器 5 - 60ml, 带循环装置	1	VWRA612-6649
瓶口分配器 10 - 100ml, 带循环装置	1	VWRA612-6668