

# 在线ORP监测仪 LH-ORP180

在线仪表系列


实时监控  
智能控制  
RS485通讯  
4-20mA输出



## 应用范围



## 结构展示



## 产品简介

该款控制器是基于微处理器设计开发的自动化仪器仪表,其设计的目的和应用是实现pH值(酸碱度)、ORP值(氧化还原)和温度值的连续和精确测量及控制。

## 产品特点



高清背光液晶屏



抗干扰能力强



4~20mA输出



IP65防护等级



密码保护



简易菜单设计

## 技术参数

基本参数		
ORP	测量范围	-2000~2000mV
	分辨率	1mV
	测量精度	±1mV
温度	测量范围	-10.0~110.0°C
	分辨率	0.1°C
	测量精度	±0.3°C
	温度输入	热敏电阻22K/PT1000
	温度补偿	自动/手动
电流输出	输出范围	4~20mA(可调)
	电流精度	1%FS
开关控制	输出负载	小于500Ω
	控制方式	高低两点独立设计 SPST 继电器
	输出负载	2.5A 230V AC
数据传输	第三路继电器	清洗/报警功能,用户可自行设定
	RS-485输出	MODBUS通讯协议
其它参数	工作电源	100~230V AC
	环境温度	0~60°C
	环境湿度	相对湿度<90%
	安装方式	盘面安装
	外形尺寸	108(长)×108(宽)×156(深)mm
开孔尺寸	94×94mm	
仪表重量	1kg	

## 案例展示



LH-DG150, LH-YB08  
LH-DO530, LH-DL05



LH-G8901  
余氯、浊度、pH、电导率、温度



在线柜式水质监测仪  
COD、氨氮、总磷、总氮



在线柜式水质监测仪  
COD、氨氮、总磷、总氮



LH-G8500  
余氯、pH、ORP、水温、浊度



LH-G8500  
余氯、pH、水温、浊度



LH-T725  
COD、氨氮、总磷、总氮



LH-T725  
COD、氨氮、总磷、总氮

# 13年 品牌沉淀

## 层层把关 品质保证

陆恒生物严选每一个原料与零件,采用进口生产线配置,严格贯彻ISO9001标准化生产,从原料采选到生产加工,成品出仓,每个环节都经科学多道把关和层层检验。



公司独立拥有6000平方米的研发中心、现代化厂房、营销中心及形象展厅等一应俱全。

杭州陆恒生物科技有限公司  
Hangzhou Lohand Biological Technology Co., Ltd.

地址:杭州市上城区九环路63号7幢  
联系电话:0571-88087777  
邮箱:lshw@lohand.net  
网站:www.lohand.com



陆恒生物  
LOHAND BIOLOGICAL



## 在线ORP监测仪

LH-ORP180

实时监控 | 智能控制  
RS485通讯 | 4-20mA输出

杭州陆恒生物科技有限公司  
Hangzhou Lohand Biological Technology Co., Ltd.