



KJ201 系列水平摇床

● 产品概述:

该产品主要应用于梅毒测试卡的混匀，胶乳反应及补体结合反应试验的混匀。同时也应用于临床及其它生化试验的混匀。产品运行平稳、性能可靠、操作简单方便。是各医院、教学科研、性病防治中心、卫生防疫站、血站等进行试验的必备仪器。



南京互川——专注实验精巧仪器制造

● 主要技术参数

型 号:	KJ-201BS	KJ-201BD	KJ-201BH (新款静音型)
电 源 电压:	220V \pm 10% (50Hz)		
转 速:	0~230 r/min	20-210 r/min	20-210 r/min
周 转 直径:	22mm		
工作面尺寸:	224 \times 152mm	315*218mm	302*212mm
熔 断 丝:	1A		
工 作 方式:	定时/连续		

● 注意事项

交流电源应有可靠的接地线, 电源电压应在规定范围内。

工作时将器皿放在平台的合理位置, 不要重压。

为保证仪器使用寿命, 仪器不宜长时间空载, 不用时请关闭电源。

不要打开外壳, 以免触电。请交给专业人员维修及保养。