



GS-10/GS-20 轨道式摇床

产品介绍:

GS-10/GS-20 轨道式摇床采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用,通过更换不同的托盘,能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行混匀培养。适用于生物工艺学,微生物学和医学分析等领域。

产品特点:

- ▶ LCD 实时显示定时时间与转速值;
- ▶ 一键式旋钮操作模式,简单易用;
- ▶ 多种托盘可选,用于广泛需求;
- ▶ 软启动,加速均匀,有效避免样品飞溅;
- ▶ 直流无刷电机驱动,速度精确、长寿命、免保养;
- ▶ 带正反转、暂停功能,可间歇式运行 (**GS-20 特有功能**);



基本参数:

型 号:	GS-10	GS-20
时间设置:	1min~99h59min	
正反转功能:	---	支持
正反转时间设置:	---	0-99min
暂停时间:	---	0-99sec
转速范围:	50~300Rpm	50~250Rpm
振 幅:	10mm	20mm
载 重 量:	2.5kg	
电 源:	AC110V~240V 50/60Hz	
输入功率:	45W	35W
外形尺寸(mm):	280*270*110mm (通用托盘模式)	350*320*130mm (通用托盘模式)
重 量:	7.0kg (配 PP-1 托盘)	8.2kg (配 PP-1 托盘)

可选配件(托盘):

PP-1	通用托盘	8 个标准培养皿
PP-2	可调托盘	4x250ml 或 6x100ml 烧瓶
PP-3(100ml)	100ml 烧瓶托盘	12x100ml 烧瓶
PP-4(250ml)	250ml 烧瓶托盘	6x250ml 烧瓶



PP-1通用托盘



PP-2可调托盘



100ml 烧瓶托盘

PP-3



250ml 烧瓶托盘

PP-4