

生物制品储存罐 (ARPEGE 液氮罐)

- > 原装德国产品，性能稳定可靠
- > 铝制罐体，多层真空绝热结构，自身重量轻，搬运方便
- > 很低的蒸发率
- > 标准配置：侧握搬运手柄；真空安全阀；液位和温度指示计，服务器接口可选：连接 4 ~ 20mA 或 RS485+MEMO 数据追踪（+ 自动填充）
- > 可选附件：支架，带滚轮底座



技术参数

型号		A40	A70	A110	A140	A170
内容积	L	40	70	116	144	172
空罐重量	Kg	25	33	42	50	56
满罐重量	Kg	57	91	136	166	195
静态蒸发率	%/d	0.30	0.60	0.65	0.65	0.70
总高度	mm	735	738	962	911	1028
罐体直径	mm	467	586	586	683	683

2mL 冻存瓶装载量

		A40	A70	A110	A140	A170
冻存支架数		6	4	4	6	6
支架层数		5	5	9	8	10
低温冻存盒尺寸	mm	76 x 76	133 x 133	133 x 133	133 x 133	133 x 133
低温冻存盒总装载量		30	20	36	48	60
单个冻存盒装载冻存瓶数	2mL	25	100	100	100	100
总冻存瓶装载数	2mL	750	2000	3600	4800	6000



内部构造

订货信息

	A40	A70	A110	A140	A170
储存液氮，不带支架，包含温度和液位指示计，可选服务器接口 + 连接 4~20mA 或 RS485+MEMO 数据追踪	2542-L	2543-L	2544-L	2545-L	2546-L
储存液氮，不带支架，包含温度和液位指示计，可选服务器接口 + 连接 4~20mA 或 RS485+MEMO 数据追踪 + 自动填充	--	2543-LA	2544-LA	2545-LA	2546-LA
储存气体，不带支架，包含温度和液位指示计，可选服务器接口 + 连接 4~20mA 或 RS485+MEMO 数据追踪 + 自动填充	--	2543-GA	2544-GA	2545-GA	2546-GA

可选附件

附件名称	A40	A70	A110	A140	A170
支架 (1套)	2542-R	2543-R	2544-R	2545-R	2546-R
冻存盒 (76x76,25 冻存瓶)	2653				
冻存盒 (133x133,100 冻存瓶)		2654	2654	2654	2654
2mL 冻存瓶 (100 个 /pk)	2652	2652	2652	2652	2652
底部滚轮托盘	2649	2647	2647	2648	2648