


QFB-1000型汞标气发生器



应用场合:

汞分析仪器的计量校准、试验、长期稳定性测试等。

优势:

可连续不间断产生标气, 标气浓度稳定, 预热后即可使用, 操作简单、便捷。

产品参数

原理方法	高稳定性渗透管技术
标气浓度	50-100ng/m ³ (低)、0-100ug/m ³ (高) 可按需求浓度定制
重复性	≤3% (168h)
预热时间	3hour
气路接口	φ6
输出样气流量	0-4 L/min
人机窗口	7寸TFT液晶屏 + 四线电阻式触摸屏 (彩色)
通讯接口	RS232/RS485、USB、LAN
数据存储	≥250万条记录, 支持报表浏览和数据U盘导出
最大功率	100W
重量	16Kg