

NAYO Shakers Module

耐优振荡模组

NAYO Shakers Module外观小巧,设计紧凑,方便整合于自动化工作站,具备稳定的混匀样本能力。

- ✓ 高通量药物筛选
- ✓ 基因&蛋白质组学研究
- ✓ 基于细胞的测定
- ✓ 毒理学和法医学筛查
- ✓ 代谢物研究



产品特点

自动化程度高

精确的自动原位定位功能;自动夹紧功能;

安全性高


灵活的板固定机制;低速启动功能防溢出;振动平稳;

兼容性强

兼容1-384孔的SBS尺寸的微孔板、1.5/2ml离心管、储液槽等;


应用范围广

三种振幅可选;振频范围广。



产品参数

产品型号	NAYO Shakers Module	
外观	尺寸	140mm×98mm×93mm
	外壳材料	铝
电源插座	交流电压	100V~240V
	交流电频率	50/60Hz
	最大功率	75W
振荡性能	振荡频率	200~3000rpm
	振幅	1.5、2和3mm
	转速精度	±25rpm
定位性能	自动原位定位	
	自动夹紧	
	定位精度	±0.1mm
设备控制	电子控制板	集成电子
	运行控制	通过RS422/485进行远程控制



www.nayolab.com

耐优生物技术(上海)有限公司
电话:021-50880570
地址:上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧广场11B幢5F

耐优生物技术(嘉兴)有限公司
电话:0573-85680168
地址:浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创业路1号12幢1F