

## 台式低速大容量冷冻离心机 CFL-6KF

### 主要用途

低速大容量离心机为离心机的一种，属常规实验室离心机，广泛应用于生物、化学、医药等科研教育和生产部门。

### 产品特点

- 1、钢制机身，大力矩交流变频电机驱动，具有噪音低、振动小、安全可靠等优点。
- 2、可程式七寸彩色触摸屏控制，界面显示：转速，离心力，运行时间，转子号，升降速率等。
- 3、可选配自动脱帽功能：独特三层适配器设计，同时适用于长度为75mm-105mm真空采血管，对管径的微小差异没有特别要求，使用非常方便。
- 4、内置10档升/降速率，用户可根据需要自行选择档位，确保离心效果佳。
- 5、采用高效环保制冷系统，智能化预冷，制冷速度快，噪音低，温控精度高。
- 6、采用多级阻尼减震，振动小，离心效果佳。
- 7、具有超速、不平衡、门盖、误操作等保护功能，确保人身和机器安全。



### 技术参数

- 1、最高转速：6000r/min
- 2、最大离心力：4669×g
- 3、最大容量：4×750ml
- 4、转速精度：±20r/min
- 5、温度范围：-20℃ - +40℃
- 6、温控精度：±1℃
- 7、定时范围：0-59h59min59s
- 8、整机噪音：≤58dB(A)
- 9、电源/总功率：Ac220V 50Hz 10A/1200W
- 10、净重：110KG
- 11、外形尺寸：720×690×410mm(L×W×H)



## 台式低速大容量冷冻离心机 CFL-6KF

## 适配转子

名称	转子容量	最高转速	最大离心力
角转子	12×15ml	6000r/min	4669×g
水平转子	4×600ml (方杯)	4000r/min	2910×g
适配器	80×5ml/2ml (采血管自动脱帽)	4000r/min	2910×g
适配器	48×15ml/10ml/8ml	4000r/min	2910×g
适配器	20×50ml	4000r/min	2910×g
适配器	8×100ml	4000r/min	3480×g
水平转子	4×600ml (菱形杯)	4000r/min	3480×g
适配器	96×5ml/2ml (采血管自动脱帽)	4000r/min	3480×g
适配器	40×15ml/10ml/8ml	4000r/min	3480×g
适配器	16×50ml	4000r/min	3480×g
适配器	8×100ml	4000r/min	3480×g
水平转子	4×600ml (方杯)	4000r/min	3480×g
适配器	100×5ml/2ml (采血管自动脱帽)	4000r/min	3480×g
适配器	48×15ml/10ml/8ml	4000r/min	3480×g
适配器	20×50ml	4000r/min	3480×g
适配器	16×100ml	4000r/min	3480×g
水平转子	120×5ml/2ml (采血管不脱帽)	4000r/min	3480×g
水平转子	4×600ml (圆杯)	4000r/min	3480×g
适配器	68×5ml/2ml (采血管不脱帽)	4000r/min	3480×g
适配器	32×15ml/10ml	4000r/min	3480×g
适配器	12×50ml	4000r/min	3480×g
适配器	4×100ml	4000r/min	3480×g
适配器	4×250ml	4000r/min	3480×g
水平转子	4×7500ml (圆杯)	4000r/min	3578×g
适配器	104×5ml/2ml (采血管不脱帽)	4000r/min	3578×g
适配器	52×15ml/10ml	4000r/min	3578×g
适配器	20×50ml	4000r/min	3578×g
适配器	12×100ml	4000r/min	3578×g
适配器	4×250ml	4000r/min	3578×g
适配器	4×500ml	4000r/min	3578×g
水平转子	2×2×96孔 (酶标板)	4000r/min	3060×g