

润滑油破乳化值测定器

产品型号：PLD-0191A

订货号：86X0191a

产品简介：

PLD-0191A 润滑油破乳化值测定器是按照 SH/T 0191—92 标准设计制造的，能够严格按照标准描述准确进行润滑油破乳化值的测定。

PLD-0191A 润滑油破乳化值测定器适用于测定汽轮机油及其他润滑油。使用过的汽轮机油也可以使用，但由于油品的老化和污染，精密度要比规定的低。

PLD-0191A 润滑油破乳化值测定器外型设计美观、大方，结构设计合理，操作方便，结果测定准确。

性能阐述：

20 毫升试样在 90℃ 左右温度下与水蒸汽乳化，然后把乳化液至于约 94℃ 的浴中，测定分离出 20 毫升油所需的时间。

PLD-0191A 润滑油破乳化值测定器使用金属式水蒸气发生器，并且装有水位计、安全阀等，使试验操作更具安全性稳定性和准确性。

PLD-0191A 润滑油破乳化值测定器分离浴采用金属加热管加热，智能数字表进行恒温浴温度控制，具有控温精度高、操作方便、可靠耐用等优点。

技术参数：

工作电源：AC 220V±10% 50 HZ、乳化浴控温范围：19℃~26℃、分离浴控温范围：94℃

控温精度：±1℃、分离浴加热功率：400W、水蒸气发生器加热功率：1000W（可调）

试验孔数：1 孔

随机配置：

序号	配品件名称	数量	序号	配品件名称	数量
1	中文手册	1 套	7	弯管 A、B、C、D	各 1 个
2	中文合格证书	1 份	8	保险丝管	2 个
3	主机	1 个	9	温度计 0~100℃	2 支
4	浴缸	2 个	10	温度—1~105℃	1 支
5	水蒸气发生器	1 个	11	硅胶管内径 Φ3.5	3 件
6	刻度管	1 个	12	螺旋夹	3 件

售后服务：

本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年，长年维修。



具体详细操作请电询普洛帝中国服务中心！

普洛帝™、Puluody™ 为 Puluody 公司在大陆注册的商标。

普洛帝™ 中国服务中心

陕西普洛帝™ 测控技术有限公司

工厂地址：西安国家航天民用科技产业基地 A 区

办公地址：西安市航天大道西口朝华美域 20201 室 710100

电话：029-85643484 85688669（传）15309236700（技术支持）

Email: puluody@126.com 联系人：周毅

