

stomacher® 400 circulator

Stomacher®主要应用于食品行业

- 增加微生物采集量
- “Hand-free”自动运作
- 过程剩余时间显示
- 耐用和可靠
- 可编程浆叶速度和程序时间



在实验室无论您使用什么方法计算和辨别细菌, 酵母菌和霉菌, 可重复性的样品均质是第一步和是最重要的一步.

Stomacher® 400 Circulator 是世界领先的实验室匀浆器. 在食品的安全和质量领域, 是您可以依赖的合作伙伴.

技术规格

Stomacher® Circulator 与之前型号的方形浆设计相比, 对 Stomacher® 匀浆袋内的样品增加了搅拌和挤压力, 因此提高了微生物的重获量.

在运作的过程中, 浆粉碎样品而且同时令匀浆袋内的样品流动. 对已经粉碎的样品碎片增加了洗涤动作. 从而令更多微生物转到悬浮液中.


无数的研究已经证明新一代的 Stomacher®, 十分有利于使用传统的微生物学和PCR技术测试病原体.

通过弯曲形状的浆, 中央岛屿式挡板和圆底外形的 Stomacher® 匀浆袋的完美结合, 而提了微生物的高重获量.

如果微生物没有从样品中释放出来, 其后不论使用一连串的培养或选择性分离程序, 他们都不可能生长或倍数增长.




订货号	描述
0400/001/EU	Stomacher® 400 Circulator 220/240V



订货号	描述
BA6091	1 位匀浆袋支架
BA6095	匀浆袋开启器
BA6096	10 位匀浆袋支架



硬纸箱和塑料便携包装



订货号	匀浆袋类型	包装数量	包装类型
BA6141	标准	50个/小包, 总数500个	硬纸箱
BA6141/5	标准	5个/小包, 总数500个	硬纸箱
BA6141/CPG	标准	50个/小包, 总数500个	塑料便携包装
BA6141/CLR	袋有密封条	10个/小包, 总数250个	硬纸箱
BA6141/STR	带滤网	10个/小包, 总数200个	硬纸箱
BA6051	吸管 ~ 1ml	50个/小包, 总数2000个	硬纸箱
BA6099	匀浆袋夹子	25个/小包, 总数200个	硬纸箱



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港
电话: +852 2391 7783 / 3123 6000
传真: +852 2789 2068 / 2787 0418
电邮: info@kouhing.com

广州
电话: (020) 3766 3378
传真: (020) 3766 3285
电邮: guangzhou@kouhing.cn

上海
电话: (021) 5854 0660
传真: (021) 5854 0663
电邮: shanghai@kouhing.cn

北京
电话: (010) 8262 5269
传真: (010) 6261 8238
电邮: beijing@kouhing.cn

厦门
电话: (0592) 2086 227
传真: (0592) 2187 237
电邮: xiamen@kouhing.cn