



# ACROSS Plus手动可调精密移液器



## 精准超群 整支灭菌

ACROSS Plus系列手动可调精密移液器是奥豪斯集团专为生命科学领域，生物和制药研发，以及教学应用设计的一款实验室移液设备。此系列产品体现了奥豪斯对质量，性能和可靠性一贯的高要求。世界一流的测试校准实验室保证了ACROSS plus出厂时的精准。进口高品质原材料使得ACROSS Plus更加坚固耐用。符合人体工程学及人性化的设计满足了用户的全面需求。

- 世界一流的测试校准环境，百分之百的严格测试，保证移液器的高精准度
- 特殊高强度原材料，使移液器坚固耐用，并可整支高温高压灭菌
- 旋钮式锁扣可锁定移液量，防止容量意外改变
- 符合人体工学设计的手柄、指撑，使得移液操作轻便省力
- 90度角数字体积显示，使读数更方便、快捷
- 8个不同量程覆盖0.1 $\mu$ l-5000 $\mu$ l，能充分满足各种移液需求
- 不同按钮颜色标识适配吸头
- 配备校准工具，方便自行校准
- 可适用于多数品牌吸头



# ACROSS Plus 手动可调精密移液器



符合人体工学的手指指撑  
使得操作省力

90度角容量数字视窗使读  
数更方便



移液器均配有校准工具



旋钮式锁扣可锁定量程防  
止容量意外改变

高强度特殊材料，可整支  
高温消毒



0.1μl-5000μl 8个不同的量程  
选择能满足多种应用需求



旋钮颜色标记相应吸头



移液器支架

订货号	规格型号	量程范围	步进量程	测试体积	准确度(±)	精确度(≤)
83034059	AH-2	0.1-2μl	0.01μl	0.2μl 1μl 2μl	12% 2.7% 1.5%	6% 1.3% 0.7%
83034060	AH-10	0.5-10μl	0.1μl	1μl 5μl 10μl	2.5% 1.5% 1%	1.2% 0.6% 0.4%
83034061	AH-20	2-20μl	0.1μl	2μl 10μl 20μl	7.5% 1.5% 1%	2% 0.5% 0.3%
83034062	AH-50	5-50μl	0.5μl	5μl 20μl 50μl	2.5% 1.5% 0.8%	1.5% 1% 0.5%
83034210	AH-100	10-100μl	1μl	10μl 50μl 100μl	3.5% 0.8% 0.8%	1% 0.24% 0.15%
83034063	AH-200	20-200μl	1μl	20μl 100μl 200μl	2.5% 0.8% 0.8%	1% 0.25% 0.15%
83034064	AH-1000	100-1000μl	10μl	100μl 500μl 1000μl	3% 0.8% 0.8%	0.6% 0.2% 0.15%
83034065	AH-5000	500-5000μl	50μl	500μl 2500μl 5000μl	2.4% 0.6% 0.6%	0.6% 0.2% 0.16%

## 选配件

83034154 直线型移液器支架，可放五只

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更，恕不另行通知。

北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司

BEIJING DINGGUO CHANGSHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD

电话：010-62250407

传真：010-89756821

地址：北京市昌平区北七家镇北顺  
工业园区东沙384号

E-MAIL: dgbio@dlcs100.com

邮编：102209

电话：400 004 5636

Http://: www.dlcs100.com

