

M228 Rotawash水洗色牢度测试仪

型号 : : M228

用途 : : 用来测试织物的水洗及干洗色牢度

优点 : : 容量大、操作简易



- ■ 能装相同数量的两种不同容量的水洗测试罐，550ml 或 1200ml
- ■ 1200ml水洗罐不需要增加任何硬件及测试配件
- ■ 多功能控制键显示屏，操作便捷
- ■ 符号多种国际标准，比如ISO，AATCC，M&S
- ■ COM端口便于更新

M228 Rotawash水洗色牢度测试仪

新Rotawash水洗色牢度测试仪操作更简便有效，配有显示屏与控制器，使介面操作更简易。Rotawash的所有测试功能都是通过精确控制的。

- 水温
- 测试时间
- 温度上升速率
- 水位的调节(排水和加水)
- 水洗罐装御的转动
- 测试方法的选择

新Rotawash水洗色牢度测试与以前或其它品牌最大的不同之处在于水洗箱，因为它能装相同数量的两种不同容量的水洗槽（550ml或1200ml）。无论使用哪种容量的水洗槽都不需要增加另外的硬件或测试配件。


Rotawash水洗色牢度测试仪符合多种国际标准测试方法，包括ISO、AATCC、IWS、M&S和NEXT。控制器里预先设置有25种以上国际标准，便于操作员测试参数的查找与设置，比如：温度点、测试持续时间、球的数量和水洗槽大小等。还有COM端口以便容易更新测试标准。

规格与标准




型号	尺寸 (mm)			重量 (kg)	标准
	长	宽	高		
M228B	630	600	960	96	ISO 105, M&S C4A/5/37/P3B/C10A, IWSTM 7/115/177/193/199/240/241, AATCC 28/61/86/132, BS 1006, NEXT 2/3/5
M228C	760	600	960	110	

货号


- M228B** Rotawash色牢度测试仪
(8个550ml或8个1200ml水洗罐)
- M228C** Rotawash色牢度测试仪
(12个550ml或12个1200ml水洗罐)
- M228P1** 550ml水洗罐
- M228P2** 1200ml水洗罐
- M228J** 不锈钢球（100个/包），
用于Rotawash水洗测试
- M228K** 不锈钢盘（25个/包），
用于Rotawash干洗测试
- M228L** 测试罐密封圈（8个/包），
用于550ml水洗罐Rotawash水洗/干洗测试
- M228L1** 测试罐密封圈（8个/包），
用于1200ml水洗罐Rotawash水洗/干洗测试
- M228N** 标准皂粉2.0kg，不含FBA



新的转轮设计



预编程的测试标准



所有测试参数精密控制



:: SDL Atlas是纺织测试的必然选择

SDL Atlas Ltd. 锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司

深圳: 深圳市南山区高新中区西深健大厦一楼(东南面)及二楼 邮编: 518057 北京: 北京市朝阳区光华路甲八号和乔大厦B座一层101室 邮编: 100026
 电话: 86 (755) 2671 1168 传真: 86 (755) 2671 1337 电话: 86 (10) 6581 5766 传真: 86 (10) 6581 1722
 电邮: info@sdatlas.com.cn 网址: http://www.sdatlas.com 上海: 上海市天钥桥路333号腾飞大厦2303, 2305房间 邮编: 200030
 香港: 香港九龙青山道576号制衣中心3字楼J座 电话: 86 (21) 6121 3788 传真: 86 (21) 6121 3799
 电话: (852)2173 8611 传真: (852) 2370 2949

SDL Atlas全套支持方案: 仪器 · 安装 · 校准 · 培训 · 技术支持 · 咨询
 办事处、销售处与服务中心遍布全球100多个国家