


## KDS100 单通道注射泵

单通道注射泵基本款，既精准又操作简单

### 特点

- 可放置两个注射器，每个注射器为 10 $\mu$ l 到 60 ml
- 设置简单，菜单提示:
- 从显示表格中挑选注射器的尺寸
- 设置注射量
- 设置流速
- 背光灯显示屏，更易读取数据。
- 显示已注射量，达到设定注射量时，会自动关闭。
- 注射量和流速单位 ( $\mu$ l/hr 或 ml/hr) 是根据注射器尺寸来自动选择的。
- 最后参数设置自动保存，下次开机时不需要再输入
- 注射器安装简便，只需移动旋钮活动块
- 电源突然断电后可以选择运行/停止



| 技术规格             |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 泵类型:             | Infusion                         |
| 最多注射器数量          | One                              |
| 注射器尺寸            | 10 $\mu$ l to 60 ml              |
| 尺寸               | 9 x 6 x 5 in.<br>23 x 15 x 12 cm |
| 重量               | 4.5 lb (2 kg)                    |
| 线性力              | 20 lb (9 kg) min.                |
| 每微步步进            | 0.529 micron (1/2 step)          |
| 最大步进速率(1/2 Step) | 400 steps/sec                    |
| 最小步进速率           | 1 step / 30 sec.                 |
| 准确性              | $\pm < 1\%$                      |
| 重复性              | $\pm 0.1\%$                      |
| 声音报警             | (可选配) **                         |

### 北京办事处:

北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦506室, 100081 电话: 86-10-68946260 传真: 86-10-68463639