

## 美国 Cole-Parmer Locator 系列液氮罐

### 主要特点

- ◇ Locator 液氮罐采用真空密封，这是隔热的最有效手段。
- ◇ Locator 的静态泄露率极低，说明 Locator 密封性很好。静态泄露率是代表液氮罐质量的最重要的参数。
- ◇ 储存时间是以工作容积除以静态泄露率来衡量，同样工况下的储存时间当然也是密封性好的液氮罐为长。Locator 系列的储存时间最高可达 225 天。
- ◇ Locator 在极端缺乏液氮的情况下（至 5 厘米高）仍能稳定地维持样品温度在 -190 度以下。
- ◇ 整体设计方便存取冻存管；
- ◇ 双层真空密封，窄口设计，最大限度减少液氮泄露；
- ◇ 不锈钢架贴壁放置，可保证最大容量；
- ◇ 架子把手带标号，方便辨认及存取；

订货号	技术规格
5094-60	整体高度只有 26 英寸 (66 厘米)，占用空间小；
	架子容量：4 个 (自带)
	冻存盒容量：16 个 (4X4)
	冻寸盒尺寸：14X 14 X 5 厘米 (10X10 排列)
	最大冻存管容量：1600 个
	最大静态储存时间：60 天
	静态液氮损耗率：0.65 升 / 天
	整体尺寸：66 厘米 (高) X 55 厘米 (直径)
5094-40	超大容量：可最多容纳 3600 个冻存管；
	超长储存时间：最长可达 138 天；
	架子容量：4 个 (自带)
	冻存盒容量：36 个 (4X9)
	冻寸盒尺寸：14 X 14 X 5 厘米 (10X10 排列)
	最大冻存管容量：3600 个
	最大静态储存时间：138 天
	静态液氮损耗率：0.65 升 / 天
5094-50	容量：可最多容纳 1800 个冻存管；
	超长储存时间：最长可达 225 天；
	架子容量：8 个 (自带)
	冻存盒容量：72 个 (8X9)
	冻寸盒尺寸：7.5 X 7.5 X 5 厘米 (5X5 排列)
	最大冻存管容量：1800 个
	最大静态储存时间：225 天
	静态液氮损耗率：0.40 升 / 天
整体尺寸：91 厘米 (高) X 55 厘米 (直径)	

### 附件 / 耗材

6754-50 冻存盒，7.5 X 7.5 X 5 厘米 (5X5 排列)，25 孔，8 个 / 包装

6754-52 冻存盒，14 X 14 X 5 厘米 (10X10 排列)，100 孔，10 个 / 包装